



Ki Little Wave Clik

Aktivrullstol för barn

Ki Little Wave Klik

Bara ett "Klik" ifrån perfekt.

Little Wave Klik är en aktivrullstol som enkelt justeras i takt med att användaren växer.

Designad för nästa generation

Little Wave Klik har ett intuitivt "Klik"-system som är utformat för att ge exakt passform och justering i takt med att användaren växer.

Rullstolen är lätt att justera för korrekt positionering och ger en optimal och aktiv körställning, vilket främjar möjlighet till rörelse, aktivitet och ökad självständighet.



Utvecklas och växer med användaren

Den stora mängden anpassningsmöjligheter som sitshöjd, sitsbredd, sitsdjup, balansering, länkhjulsposition och sitsklädsel gör att Little Wave Klik kan justeras individuellt efter användarens unika behov, i takt med att användaren växer.



Upptäck världen med självförtroende

Att kunna röra sig i sin omgivning är en viktig fas i den neurologiska utvecklingen. Utmaningen är att upprätthålla säkerhet och stabilitet. Genom att justera höjden och fjäderbelastningen på det dynamiska 5:e hjulet, blir detta möjligt. Hjulets placering hjälper till att främja användarens balans- och körförmåga, vilket ökar självförtroendet för att övervinna vardagliga utmaningar.

Detaljer



Intuitivt system för justering av rullstolen. Markeringarna i ramen förenklar och ger en exakt och optimal justering med bara ett "Clik".



Oavsett om det är mamma, pappa, syster, bror, kompis eller vårdgivare, är den justerbara Ergo Stroller körbygeln det ergonomiska valet för alla.




På chassit finns det gott om utrymme för att enkelt placera tillbehör där de behövs, utan konflikter.



Chassi med offset-design säkerställer att användaren får den passform de behöver. Mer utrymme för abduction, positionering och ortoser.

Tillval / Tillbehör



Körhandtag



Tippskydd




Fotplatta, hel
Vinkeljusterbar
Uppfällbar
Högmonterad



Fotplatta
Uppfällbar




Fotplatta, hel
Vinkeljusterbar



Stänkskärm
Justerbar stänkskärm
i aluminium med
polstring.



Armstöd
Höjdjusterbara inkl.
sidoskydd



Ekerskydd
Flera val av motiv.
Finns till 20" och 22"
drivhjul.

För fler tillval och tillbehör, besök etac.se

Specifikation

Mått och vikt

Transportvikt:	5.67 kg*
Sitsbredd:	20-46 cm
Sitsdjup:	20-46 cm
Fämre sitshöjd:	29-51 cm
Bakre sitshöjd:	29-52 cm
Rördimension chassi:	2.85 cm
Max brukarvikt:	75 kg

*Vikt med chassi i sitsbredd 30,5 cm och sitsdjup 30,5 cm, höjdjusterbar rygg 30,5 cm, 4" länkhjul, vinkeljusterbar fotplatta och ryggklädsel standard. Exkl. armstöd och drivhjul.

Etac är en världsledande utvecklare och leverantör av ergonomiska hjälpmedel och hjälpmedel för patientförflyttningar och lyft. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad
produktinformation – besök: www.etac.se