



R82<sup>®</sup>

# R82 Manatee

En badstol med finesse

# R82 Manatee

Manatee är en badstol som gör det möjligt för barnet att både sitta upp och ligga ned under badet. Manatee passar för lätt funktionshindrade och multihandikappade barn.



Manatee med tillbehör

## Justerbar och lätthanterlig

Den generösa höjdjusteringen från 13 till 43 cm från golvet samt sitsdjupet på upp till 7 cm gör att stolen kan anpassas i takt med att barnet växer.

Badstolens konstruktion säkerställer en korrekt sittställning för barnet. Manatee är både hopfällbar och lätt i vikt vilket gör den mycket lätt att hantera.

## Manatee med underrede

Manatee badstol kan enkelt placeras på ett underrede för att ge både vårdaren och barnet en härlig upplevelse i badet. Underredet kan enkelt ställas in i tre fasta höjder och har fyra låsbara hjul. Underredet finns i en storlek och kan fällas ihop för förvaring.



Manatee med underrede

## Standardutförande

### Badstol Manatee

Stl	Art.nr
Stl 0	31882005
Stl 1	31882015
Stl 2	31882025

### Chassi

Aluminium, formstöpt plast, halksäkert gummi, hopfällbart.

### Ryggstöd

Justerbart i vinkel.

### Art.nr

### Huvud-/sidostöd

Justerbart avstånd mellan kilor, placeras på önskad höjd på ryggstödet

### Höftsele

Med snäpplås, justerbart i längd.

### Sits

Justerbar i djup, höjd och vinkel.

### Underbenstöd


Justerbart i vinkel.

### Klädsel

Nät, polyester.

### Färg

Silver chassi, blå klädsel.



## Detaljer



### Sits med justering i djup

Justering i djup gör att Manatee kan växa med barnet.



### Huvudstöd/Bålstöd

Huvudstödet ger stöd och komfort. Kan användas för huvud eller bålstöd.



### Justerbart rygg- och benstöd

Enkelt att justera både rygg- och benstöd.






### Justerbart höftbälte

För ökad säkerhet.

## Mått och vikt

Mått Manatee	Storlek 0	Storlek 1	Storlek 2
Sitsbredd (A)	33 cm	33 cm	33 cm
Sitsdjup (B)	22-25 cm	30-37 cm	39-46 cm
Rygghöjd (C)	43 cm	43 cm	58 cm
Underbenslängd (D)	28 cm	28 cm	28 cm
Sitshöjd framkant sits (E)	14-43 cm	14-43 cm	14-43 cm
Totalbredd (G)	42 cm	42 cm	42 cm
Underredets längd, hopfälld	103-110 cm	110-117 cm	136-143 cm
Höjd hopfälld	13 cm	13 cm	13 cm
Vikt	5,5 kg	5,5 kg	6 kg
Max brukar-/lastvikt	50 kg	50 kg	75 kg

Mått Underrede	Storlek 0
Bredd	59 cm
Ramlängd	98 cm
Höjd, min.	38 cm
Höjd, min. med stol	76 cm
Höjd, medium	44 cm
Höjd, medium med stol	84 cm
Höjd, max	48 cm
Höjd, max med stol	90 cm
Underredets höjd, hopfälld	21 kg
Vikt underrede	8 kg
Maxlast underrede	75 kg



## Tillbehör



### Brösthälte

För korrekt positionering och stöd.

Stl. 0-2

31883025




### Bensele

För exakt kontroll och positionering för benen.

Stl. 0-2

31883055



### Bendelare med sele

För bättre positionering av benen.

Förhindrar benabduktion

Stl. 0-2

31883045



### Underrede

För placering av Manatee i dusch.

Ger hjälparen en bättre arbetsställning.

One size

31882100



Etac är en världsledande utvecklare av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök [www.etac.se](http://www.etac.se)

Etac Sverige AB

☎ 0371-58 73 00

✉ [info@etac.se](mailto:info@etac.se)

🌐 [www.etac.se](http://www.etac.se)

 **etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities