

etac[®]

Creating Possibilities



R82[®]

R82 Manatee

För en bekväm badupplevelse

R82 Manatee

Manatee är en badstol för tvätt, bad och dusch som ger användare med särskilda behov en bekväm och trygg badupplevelse. Badstolen är utformad för att placera användaren i sittande eller liggande position och kan användas både i badkar och i dusch.



Egenskaper

Manatee passar användare från cirka 1 års ålder. Sitsens djup kan justeras, vilket gör att badstolen kan "växa" i takt med användaren. Stolen kan placeras på ett höjjusterbart underrede för att ge vårdgivaren en bättre arbetsställning. Tillbehör kan läggas till för extra stöd. Manatee finns i tre storlekar.



Justerbart sitsdjup

Manatee har ett justerbart sitsdjup som gör att stolen kan växa i takt med användaren och förlänga produktens livslängd.



Justerbart rygg- och benstöd

Manatee gör det enkelt att justera både rygg- och benstöd, vilket underlättar att skapa en optimal position för olika badaktiviteter.



Huvudstöd/Bålstöd

Multifunktionella dynor kan läggas till för att ge stöd för huvud och/eller bål om användaren behöver posturalt stöd under badet. Ytterligare stöd kan kompletteras för att säkerställa optimal positionering av bål och ben.



Kompakt och hopfällbar

Manatee är lätt i vikt och enkel att fälla ihop. Badstolen blir mycket kompakt i hopfällt läge, vilket gör den enkel att förvara när den inte används och smidig att transportera.

Mått och vikt

Sits	Storlek 0	Storlek 1	Storlek 2
Effektiv sitsbredd	330 mm	330 mm	330 mm
Effektivt sitsdjup	220–250 mm	300–370 mm	390–460 mm
Ryggstödhöjd	430 mm	430 mm	580 mm
Max brukarvikt	50 kg	50 kg	60 kg
Totalbredd	420 mm	420 mm	420 mm
Längd ihopfälld	1030–1100 mm	1100–1170 mm	1360–1430 mm
Bredd ihopfälld	420 mm	420 mm	420 mm
Höjd ihopfälld	130 mm	130 mm	130 mm
Vikt	5,5 kg	5,5 kg	6 kg


Underrede	Storlek 0
Max brukarvikt	75 kg
Längd	980 mm
Totalbredd	590 mm
Totalhöjd*	760-900 mm
Längd ihopfälld	980 mm
Bredd ihopfälld	590 mm
Höjd ihopfälld	210 mm
Vikt	8 kg

*Höjd mätt med stol. Fler mått finns på vår hemsida.

Tillbehör



Bensele



Bendelare med sele



Brösthälte



Underrede höjjusterbart





Menatee_Brochure_01_SE01

Etac är en världsledande utvecklare av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök www.etac.se

Etac Sverige AB

☎ 0371-58 73 00

✉ info@etac.se

🌐 www.etac.se

 **etac**®

Creating Possibilities