



# R82 Manatee


Fleksibilitet i badet

 etac®

# Manatee

Manatee er konstrueret til at give både plejere og brugere en god badeoplevelse.

Manatee er en badestol til lettere og multi-handicappede børn fra 1 års alderen. Barnet kan både sidde op og ligge ned, idet sædehøjden kan indstilles fra 13 til 43 cm over gulv. Ryglæn og benstøtte kan vinkles til forskellige stillinger fra opret til vandret position. Sædedybden kan justeres op til 7 cm, hvilket giver mulighed for, at barnet kan vokse i stolen. Manatee er nem at håndtere, idet stolen er et letvægtsprodukt, der kan klappes sammen.






#### Dybdejusterbart sæde

Dybdejustering tillader badestolen at vokse med barnet.



#### Justerbart ryglæn og benstøtte

Justér ryglænet og underbenstøtten ved et enkelt træk i en strop eller ved tryk på en knap.



#### Hoved- og kropsstøtte

Hoved- og kropsstøtte giver barnet støtte og komfort. Denne pude kan både benyttes som hoved- og kropsstøtte.



#### Justerbart bælte

Bæltet støtter og giver barnet sikkerhed i Manatee.

## Bestilling

Manatee leveres i farverne blå og rød med undtagelse af Manatee str. 0, som kun leveres i blå. For at sikre en kort leveringstid, har vi valgt at Manatee str. 1, 2 og 3 er lagervarer i blå. Rød farve er bestillingsvare.

Produkt	HMI-nr.	Art.nr. blå betræk	Art.nr. rødt betræk
Str. 0	42092	31882005	-
Str. 1	36640	31882015	31882014
Str. 2	36641	31882025	31882024
Str. 3	73019	31882035	31882034

### Manatee som standard

- Stel:** Aluminium, formstøbt plast, skridsikkert gummi, sammenklappeligt
- Ryg:** Justerbar vinkel
- Hoved- / sidestøtte:** Afstand mellem kiler kan justeres, kan placeres i ønsket højde på ryggen
- Hoftesele:** Snapspænde, justerbar længde
- Sæde:** Justerbar dybde, højde og vinkel
- Fodstykke:** Justerbar vinkel
- Betræk:** Netstof, polyester, vaskbart ved 50°
- Farve:** Sølv stelfarve og blå betræk



## Mange muligheder med Manatee



### Torsobælte

Str. 0, 1, 2 - Blå	31883025
Str. 0, 1, 2 - Rød	31883024
Str. 3 - Blå	31883075
Str. 3 - Rød	31883074



### Hoftesele

(Indgår som standard)

Str. 0, 1, 2 - Blå	31883035
Str. 0, 1, 2 - Rød	31883034
Str. 3 - Blå	31883085
Str. 3 - Rød	31883084



### Sele for benkontrol


Str. 0, 1, 2 - Blå	31883055
Str. 0, 1, 2 - Rød	31883054
Str. 3 - Blå	31883105
Str. 3 - Rød	31883104



### Hovedstøtte / sidestøtte

(Indgår som standard)

Str. 0, 1, 2 - Blå	31883015
Str. 0, 1, 2 - Rød	31883014
Str. 3 - Blå	31883065
Str. 3 - Rød	31883064



### Abduktionsklods med sele

Str. 0, 1, 2 - Blå	31883045
Str. 0, 1, 2 - Rød	31883044
Str. 3 - Blå	31883095
Str. 3 - Rød	31883047



### Understel, standard

31882101



### Højdejusterbart understel med hjul


31882100



### Beslag til vægmontering

31882110

## Mål



	Str. 0	Str. 1	Str. 2	Str. 3
Sædebredde (A)	33 cm	33 cm	33 cm	40 cm
Sædedybde (B)	22 & 25 cm	30-37 cm	39-46 cm	40-47 cm
Ryghøjde (C)	43 cm	43 cm	58 cm	64 cm
Underbenslængde (D)	28 cm	28 cm	35 cm	35 cm
Sædehøjde (E)	14-43 cm	14-43 cm	14-43 cm	14-43 cm
Bredde, total (G)	42 cm	42 cm	42 cm	49 cm
Længde, sammenklappet	103-110 cm	110-117 cm	136-143 cm	144-151 cm
Højde, sammenklappet	13 cm	13 cm	13 cm	13 cm
Vægt	5½ kg	5½ kg	6 kg	7 kg
Max. belastning	50 kg	50 kg	75 kg	75 kg
	<b>Højdejusterbart understel</b>		<b>Standard understel</b>	
Stelbredde	59 cm		43½ cm	
Stellængde	98 cm		99-111 cm	
Højde	- (-)		27 cm	
Højde, minimum	38 cm		- (-)	
Højde, minimum med stol	76 cm		- (-)	
Max. belastning			75 kg	
Højde, midt	44 cm		- (-)	
Højde, midt med stol	84 cm		- (-)	
Højde, maximum	48 cm		- (-)	
Højde, maximum med stol	90 cm		- (-)	
Stelhøjde, sammenklappet	21 cm		- (-)	
Stel vægt	8 kg		2 kg	
Max. belastning på stel	75 kg		75 kg	







**R82**<sup>®</sup>   
nothing compares to a smile!

Manatee - Version 1 - 2015 - Forbehold for trykfejl og evt. ændringer

Etac A/S  
Egeskovvej 12, 8700 Horsens, Danmark  
Tel 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57  
info@etac.dk www.etac.dk

 **etac**<sup>®</sup>  
Skaber muligheder