



TechniCare  
**Mobilyzer™**



## Mobilyzer™

**Optimal stabilitet og  
sikkerhet for pasienten**



# Mobilyzer

**Mobilyzer bidrar til optimal pasientrehabilitering gjennom stabilitet og sikkerhet. Den gir støtte mens man reiser seg, går og setter seg ned.**



Mobilyzer er en erstatning for tradisjonelle infusjonsstativ. Takket være sine unike funksjoner tilbyr Mobilyzer det beste fra to verdener. Ved å kombinere Mobilyzer med tilbehør kan du møte behovene til flere pasienter på ulike avdelinger.

***“Vi ser tydelig en ny kategori av pasienter som bruker offentlige rom der de tidligere var sengeliggende. Pasienter føler seg trygge og tar initiativ raskere med Mobilyzer.”***

Arjan van de Voorde,  
Grunnlegger TechniCare



## Rehabilitering og mobilisering

Standard infusjonsstativ passer ikke alltid inn i dagens standard for omsorg. Enheten skal helst bidra til å forbedre helsen til pasienten.

Mobylyzer tilbyr fordelene til både et infusjonsstativ og et gåhjelpemiddel. Takket være formen på understell og støttehåndtak opplever pasienten optimal stabilitet og støtte, noe som sikrer raskere rehabilitering.

TechniCare tilbyr ulike modeller av Mobylyzere. Pasienter på ulike avdelinger krever forskjellig pleie og utstyr. Med flere modeller kan vi tilby den riktige Mobylyzere for alle typer pasienter. Det gjør produktet egnet for pasienter fra urologi til poliklinisk behandling og fra rehabilitering til hematologi.

Understelet har fem hjul, noe som gjør det enkelt for pasienten å forsure terskler uten problemer.



# Mobilyzer Standard

Mobilyzer Standard er en liten, elegant Mobilyzer. Den tilbyr de unike egenskapene til Mobilyzer – fem hjul, en stabil base og en høydejusterbar infusjonsstang, og er en av de minste modellene. Mobilyzer Standard har et lite fotavtrykk og er designet for infeksjonsforebygging.

Formen på Mobilyzer gjør den egnet for bruk som både infusjonsstativ og ganghjelpemiddel, med mulighet for å feste ulike infusjonsposer og opptil tre pumper.



## Detaljer

Bredde	50 cm
Lengde	50 cm
Høyde	175 - 200 cm

## Teknisk informasjon

Ramme i rustfritt stål (elektropolert)	
Maks kapasitet:	
• Håndtak	35 kg
• Infusjonsstang	50 kg
• Infusjonskrok	10 kg pr. krok
• Understell	100 kg

## Unike egenskaper

- ✓ Lett å stable sammen og tar liten plass ved lagring
- ✓ Utstyrt med fem hjul, enkelt å forsere hindringer og terskler
- ✓ Enkel å rengjøre
- ✓ Fast håndtak
- ✓ Fungerer i mange miljøer

# Mobilyzer Premium

Mobilyzer Premium oppfyller behovene til de fleste sykehuspasienter.

Mobilyzer Premium fungerer på flere ulike avdelinger, som kardiologi, ortopedi, postoperativ, kirurgi og fødeavdeling. Fordelen med Mobilyzer Premium er at investeringen ofte er billigere enn standard stjernebasert infusjonsstativ. Infusjonsstangen kan tas av understellet, slik at det kan festes direkte til sengen, og dermed sparer helsepersonellet for verdifull tid.



## Detaljer

Bredde	58 cm
Lengde	57 cm
Høyde ekskl. infusjon	112 cm
Høyde infusjonsstang	65 - 85 cm

## Teknisk informasjon

Ramme i rustfritt stål (elektropolert)	
Maks kapasitet:	
• Håndtak	50 kg
• Infusjonsstang	70 kg
• Infusjonskrok	15 kg pr. krok
• Understell	120 kg

## Unike egenskaper

- ✓ Lett å stable sammen og tar liten plass ved lagring
- ✓ Avtakbar og høydejusterbar infusjonsstang, flere valg i antall kroker
- ✓ Flere tilbehørsmuligheter
- ✓ Utstyrt med fem hjul, enkelt å fjerne hindringer og terskler
- ✓ Justerbart håndtak
- ✓ Oval og stabil stang som ikke roterer
- ✓ Fungerer i flere ulike avdelinger

# Mobilyzer Excellent

Mobilyzer Excellent passer for pasienter under rehabilitering. Mobilyzer Excellent kan benyttes innen rehabilitering, fysioterapi, onkologi, nevrologi, revmatologi, nefrologiske og luftveisavdelinger. På disse avdelingene har pasienter ofte med seg ulike infusjoner og infusjonspumper, noe som skaper behov for maksimal stabilitet.

Mobilyzer gir pasienten frihet. Stativet gir pasientene støtte mens de står eller går, noe som fremskynder pasientens rehabilitering.



## Detaljer

Bredde	65 cm
Lengde	67 cm
Høyde ekskl. infusjon	112 cm
Høyde infusjonsstang	65 - 85 cm

## Teknisk informasjon

Ramme i rustfritt stål (elektropolert)	
Maks kapasitet:	
• Håndtak	120 kg
• Infusjonsstang	70 kg
• Infusjonskrok	15 kg pr. krok
• Understell	150 kg

## Unike egenskaper

- ✓ Lett å stable sammen og tar liten plass ved lagring
- ✓ Stabilt og bredt understell
- ✓ Fremmer selvstendighet
- ✓ Perfekt for rehabilitering
- ✓ Avtakbar og høydejusterbar infusjonsstang, flere valg i antall kroker
- ✓ Alt av tilbehør kan festes på
- ✓ Utstyrt med fem hjul, enkelt å fjerne hindringer og terskler
- ✓ Justerbart håndtak med enkelt klikk-system
- ✓ Oval og stabil stang som ikke roterer

# Mobilyzer Electric

Mobilyzer Electric er ideelt for urologi- og dialyseavdelingene, hvor pleiepersonalet må bytte titalls infusjonsposer som veier flere kilo hver vakt. Fordi sykepleierne jobber over evne, fører dette til skulder- og ryggproblemer.

Mobilyzer Electric tilbyr en unik elektrisk justerbar infusjonsstang. Du kan enkelt justere infusjonsstangen opp 50 cm mellom 165 cm - 215 cm. Det betyr at pleiepersonalet ikke lenger trenger å ta store belastninger som er utenfor deres grenser, men infusjonsstangen og tunge infusjonsposer kan fortsatt enkelt justeres elektrisk i høyden.



## Detaljer

Bredde	58 cm
Lengde	57 cm
Høyde eks. infusjon	112 cm
Høyde infusjonsstang	65 - 85 cm

## Teknisk informasjon

Ramme i rustfritt stål (elektropolert)	
Maks kapasitet:	
• Håndtak	50 kg
• Infusjonsstang	70 kg
• Infusjonskrok	15 kg pr. krok
• Understell	120 kg

## Motor

40mm pr. sekund  
Maks kapasitet: 15 kg.

## Unike egenskaper

- ✓ Elektrisk justerbar infusjonsstang
- ✓ Flere valg av antall kroker
- ✓ Utstyrt med fem hjul, enkelt å forsere hindringer og terskler
- ✓ Justerbart håndtak
- ✓ Oval stang



Infusjonsstativet er høydejusterbar med en hastighet på 40 mm per sekund. Maksimal kapasitet til infusjonsstangen er 15 kg.

Mobilyzer Electric er en solid Mobilyzer som kommer montert på Mobilyzer Premium-understellet, noe som betyr at den kan utstyres med pumpe og sylinderholder.

Den femhjulede basen gir pasienten maksimal stabilitet. Dette betyr at heis- og gulvoverganger enkelt kan krysses uten noen ulempe for pasienten. Håndtaket kan enkelt justeres i høyden, slik at selv barn kan bruke Mobilyzer. Pasienten din er garantert en trygg, komfortabel tur.
















***“Med Mobilyzer Electric forebygger vi skulder- og ryggproblemer.”***

Sykehus i Assen, Nederland



# Tilbehør

Ved å kombinere Mobilyzer med tilbehør kan du dekke flere pasientbehov.

	<b>Infusionsstang med kroker</b> 3 kroker                    TEZ01-01-101 4 kroker                    TEZ01-01-102 5 kroker                    TEZ01-01-103		<b>Pumpeholder</b> Ø 30 mm                    TEZ01-01-105
	<b>Høydejust. infusionsstang med kroker</b> 3 kroker                    TEZ01-01-116 4 kroker                    TEZ01-01-118 5 kroker                    TEZ01-01-117		<b>Brakket for pumpeholder</b> Ø 30 mm                    TEZ01-01-108
	<b>Infusionsstang med frontkroker</b> 5 kroker                    TEZ01-01-109		<b>DIN-list til pumpeholder</b> TEZ01-01-119
	<b>Høydejusterbare kroker, sett.</b> Ø 30 mm                    TEZ01-01-106		<b>Holder til kateterpose</b> 2 kroker                    TEZ01-01-303
	<b>Sylinderholder</b> Ø 105 mm                    TEZ01-01-201 Ø 122 mm                    TEZ01-01-202		<b>Koblingskrok for seng</b> TEZ01-01-315
	<b>Sylinderholder med stativ</b> Ø 105 mm                    TEZ01-01-203 Ø 122 mm                    Z01-01-206		<b>Stikkontakt</b> Flere valg
	<b>Sylinderholder for pumpeholder</b> Ø 105 mm                    TEZ01-01-204 Ø 122 mm                    TEZ01-01-205		<b>Hjulsett</b> 5 hjul,                    TEZ01-01-306 2 bremses
	<b>Sylinderholder med stativ for pumpeholder</b> Ø 105 mm                    TEZ01-01-207 Ø 122 mm                    TEZ01-01-208		



## CE-Merket

Mobilyzer er CE-merket i samsvar med klasse I MDR 2017/ 745.



## Historie

Mobilyzer-konseptet ble utviklet i samarbeid med en rekke sykehus. Idéen oppsto først da TechniCare var vitne til en fallhendelse med et infusjonsstativ. Deretter startet TechniCare en risikoanalyse og har gjort en betydelig mengde forskning på MIP-rapporter og antall fallhendelser som skjer årlig. Resultatet av den forskningen viste at mange fall var forårsaket av ustabile enheter.

*Winner*  
**INNOVATION AWARD**

*Winner*  
**AUDIENCE AWARD**

*Winner*  
**INNOVATION TOP 100**

# Improving Healthcare

TechniCare's ambition is to improve care by providing technical innovation.

TechniCare provides high quality products, developed in collaboration with the end user.

We are a Dutch company with our own development and production facilities. For more information, visit [www.technicare.nl](http://www.technicare.nl)



Nikkelstraat 24  
2984 AM Ridderkerk

T +31 (0)180 499 276  
[info@technicare.nl](mailto:info@technicare.nl)

[www.technicare.nl](http://www.technicare.nl)

Leveres i Norge av



PB 249, 1501 Moss  
Vanemveien 1, 1599 Moss

T +47 4000 1004  
[hovedkontor.norge@etac.com](mailto:hovedkontor.norge@etac.com)

[www.etac.no](http://www.etac.no)