

Molift Air 200

Denne kompakte og kraftfulde loftlift i et smukt design er optimal til brug i institutioner, plejeboliger og hjemmeplejen. Molift Air 200 er det mindste medlem af familien Molift Air, og kombineret med Molift skinner og løfteåg løser den langt de fleste dagligdags forflytningsbehov inden for sundhedsplejen.

- Lav egenvægt på 8,56 kg

- Har soft start/-stop – dette giver en behagelig og sikker følelse for brugeren.

- Er udstyret med ladeindikatorer – med 4 stk. lamper, får man løbende en indikation af ladestatus.

- Udstyret med ledning på håndbetjeningen, der er monteret direkte ind på printet, med en solid aflastningsskrue.

- Cover er uden kanter og fremspring. - Cover kan demonteres uden brug af værktøj.

- 3 mtr. løftestrop som standard.

- Integreret krave - for nem og naturlig placering af håndbetjening.

- Forstærkede kroge på vores 2 pkt. og 4 pkt. løfteåg udført i pulverlakeret zink.

- Quick release løbekat - gør det nemt at opsætte/-nedtage hejs - uden brug af værktøj.

- Hejs og løbekat er adskilt – dette gør det nemt at flytte hejs til andre typer skinner/andet fabrikat uden brug af værktøj.

- Med integreret plastrør, for nem reset af nødstop, som kan nås fra gulvet.

- Dockingstation – sikrer enkel og nem opladning.

- Intuitiv håndbetjening, der reagerer ved let tryk.

