



Personløftere og seil

NAV Rammeavtale Personløftere og
overflyttingsplattformer

 **etac**®



Etac Turner Pro

DK 1, vinner.

Et sitte-til-stå hjelpemiddel med funksjonell design.

Trygge forflytninger

Etac Turner Pro er et dreietårn med funksjonell design som gir trygge forflytninger for bruker og pleier. Dreietårnet oppmuntrer til en naturlig stå- og sitte bevegelse for brukeren, gir en naturlig god holdning og minimerer skaderisikoen for pleieren under forflytningen. Høyden på leggstøtten og på håndtaket er det eneste som behøver justering før bruk. Når dette er justert kan forflytningen trygt utføres mens bruker og pleier opprettholder øyekontakt og kommunikasjon.

Det oransje håndtaket gir en sterk kontrastfarge, det er til god hjelp for brukere med nedsatt syn eller demens. Turner Pro har et lite fotavtrykk, noe som gjør det til et perfekt valg til forflytninger i små rom. Etac Turner Pro er enkel å transportere og veier kun 7.5 kg. Den er kompakt, vekten er jevnt balansert og den er enkel å gripe tak i.

Egenskaper

- På grunn av sin lave vekt på kun 7.5 kg og gode gripemuligheter er Etac Turner Pro meget enkel å ta med seg.
- Vinklet leggstøtte som er myk og komfortabel og gir god lateral støtte, med enkel individuell høydejustering.
- Det oransje håndtaket gir en sterk kontrastfarge, det er til god hjelp for brukere med nedsatt syn eller demens.
- Fotplate i støpt aluminium med integrert antiskli funksjon og hjul bak gjør Turner PRO enkel i bruk på de fleste typer gulv og tepper.



Beskrivelse

Etac Turner PRO

Mål

800 - 1200 mm

HMS nr.

232472

Art. nr.

16090106

Mål

Leggstøtte høyde

150 mm

Leggstøtte bredde

380 mm

Materiale

Støpt aluminium, pulverlakkert stål, krom 3

Vekt

Totalvekt

7.2 kg

Maksimal brukervekt (SWL)

200 kg



Molift Quick Raiser 205

DK 3, rangering 2.

Oppreisningsløfter med høy løftekapasitet

Stabil, trygg og kompakt

Molift Quick Raiser 205 er en innovativ oppreisningsløfter med elektrisk justerbare ben. Oppreisningsløfteren er komfortabel, stabil og har eksepsjonelt enkel manøvrering. Den skrå søylen gir et naturlig bevegelsesmønster og fullfører oppreisningen til brukere som har noe egen løftekapasitet.

Den unike plasseringen av hjulene, vinklet løftebøyle og meget god vektfordeling i understellet gir liten svingradius og enkel manøvrering selv i små rom. Ved å velge de minste hjulene (50mm) har den kun 7,5 cm høyde fra gulvet og får plass under de fleste senger og stoler samtidig som de elektrisk justerbare bena gir tilgang nesten hvor som helst.

Egenskaper

- Den skrå søylen gir et naturlig bevegelsesmønster ved oppreising.
- Den aktive løftearmen (firepunkt) og RgoSling Active seil gir ekstra støtte ved oppreising.
- 2-punkts StandUp løftearm (tilvalg). Ideell ved bruk av RgoSling StandUp seil.
- Automatisk varsling for (årlig) periodisk ettersyn og service.



Molift Quick Raiser 205

Batteri

SLA batteri

Prisforhandlet, justerbare ben
Active 4-pkt, 100/75mm hjul

HMS nr.

242660

Art. nr.

M29100-00

Tilbehør

RgoSling Active & Stand Up seil
StandUp 2-punkts løftearm
Forhøyningssett fotplate
Antiskli innlegg til fotplate
Leggstøtter m/små eller store puter og leggstropper

Vekt

Maks brukervekt (SWL) 205 kg
Totalvekt 44 (42,5) kg

Mål

Utvendig bredde understell 620 mm
Innvendig bredde understell 200 mm
Høyde på fotplate:
Hjul Ø 75/50mm 65 mm
Hjul Ø 100/75mm 90 mm

Teknisk info

Batteri SLA 24V
Ladetid
Antall løft m/fulladet batteri
Løftevidde
Svingradius
Løftehastighet 75 kg
Løftehastighet 205 kg

2,9 Ah
6 timer
100 løft/75 kg/500 mm
600 mm
1150 mm
35 mm/s
30 mm/s





Molift Smart 150

DK 4, vinner.

Lett, sammenleggbar og transportabel uten verktøy

Kompakt smarthet

Molift Smart 150 er designet for å være lett å trille og frakte til der det er nødvendig. Den er designet for hjemmetjenesten, reiser og enkel lagring. Molift Smart 150 er sammenleggbar i en del uten bruk av verktøy.

Molift Smart 150 har en unik konstruksjon som fordeler vekten jevnt, samtidig som den tar liten plass og er enkel å manøvrere, selv i trange rom. Løfteområdet er fra 27-168 cm som gir en utmerket maksimal løftehøyde. Den nedre løftehøyden tilrettelegger for løfting fra gulv. Standard 4-punkts løftebøyle sikrer en komfortabel og romslig løftestilling for brukeren.

Molift Smart 150 er prisbelønnet av Norsk Designråd for sitt banebrytende design og funksjonalitet.



Egenskaper

- Komfortable løft med god plass.
- Kompakt og sammenleggbar uten bruk av verktøy.
- Lav vekt og lite fotavtrykk.
- Løfter fra gulv.
- Enkel å manøvrere.

Beskrivelse

Prisforhandlet, Molift Smart 150 inkl. løftebøyle

HMS nr.

161570

Art. nr.

M10200

Vekt

Totalvekt
26 kg
Vekt når delt
Del 1: 13 kg
Del 2: 13 kg

Tilbehør

Myk reisebagg
Reisekoffert

Materiale

Aluminium, stål

Mål

Lengde
1200 mm
Høyde ben

110 mm
Mål sammenlagt
L1160 x W475 x H360 mm
Løftehøyde inkl. løftebøyle
270-1665 mm
Løfteintervall
1410 mm

Teknisk informasjon

Service Software
Inkludert
Batteri
NiMH 14.4 V – 2.6 Ah





Molift Mover 180 & 205

DK 5 og 6, vinnere.

En familie med kompakte løftere som er lette i vekt, med stor fleksibilitet og stor løftevidde. Passer i hjemmet og pleiemiljøer.

Stort løfteområde

Molift Mover er lett i vekt, produsert i aluminium, noe som gjør den meget enkel å manøvrere. Lav vekt og stor løftekapasitet gjør den til best i klassen. En stor løftevidde gjør det enkelt å løfte fra høye høyder så vel som fra gulv. Integrert Molift Service Tool gir melding om når service- og vedlikehold skal utføres.

Ergonomisk arbeidsstilling

For en mest mulig ergonomisk riktig arbeidsstilling er alle Molift personløftere utstyrt med Molifts unike intuitive håndtak som gir mange og fleksible grepsmuligheter. Meget brukervennlig med enkel tilgang til håndkontrollen.



Molift Mover 180

Molift Mover varianter

Molift Mover 180

Prisforhandlet, inkl. 4-pkt løftebøyler, 100mm hjul

HMS nr.

242661

Art. nr.

M18003-00

Tilbehør

Mover 180:

Molift Mover 205

Prisforhandlet, inkl. 2-pkt. løftebøyler, 100/38mm hjul

242662

M14050-00

Mover 205:

Vekt
Ulike løftebøyler
Retningssperre
Vekt
Gåarmer
Små hjul
Molift Stretchers



Molift Mover 180 & 205

Fleksibel og ekstra lavt understell

Molift Mover 205 er en fleksibel all-round mobil, passiv løfter for alle løfte- og forflytningssituasjoner innen sykepleie, institusjon og sykehus. Quick release gir muligheter for andre løftebøyler med forskjellige mål. En løfter med stor fleksibilitet og stort tilbehørsprogram.

Egenskaper

- Kompakt og lett i vekt
- Veldig enkel å manøvrere
- Stort løfteområde
- Løfter fra gulv



Molift Mover 205

Beskrivelse	Molift Mover 180	Molift Mover 205
Maks belastning (SWL)	180 kg	205 kg
Totalvekt	35 kg	37.6 kg
Lengde	1260 mm	1285 mm
Ytre bredde understell	700 mm	700 mm
Innerbredde understell	550 mm	550 mm
Innerbredde understell m/åpne ben	1025 mm	1065 mm
Høyde ben	105 mm	115 mm
Batteri	NiMH 14.4 - 2.6 Ah	NiMH 26.4 V - 2.6 Ah
Ladetid batteri	3 timer	3 timer
Maks løftehøyde inkl. løftebøyle	1660 mm	1890 mm
Løftehastighet	40 mm/sek	40 mm/sek
Løfteintervall	1365 mm	1431 mm
Antall løft m/fulladet batteri	50 løft/75 kg /500 mm	50 løft/75 kg /500 mm
Service Software	Inkludert	Inkludert
Materiale	Aluminium, stål, plast	Aluminium, stål, plast

Molift Air 200

DK 8, vinner.

Molift Air 200 er en økonomisk, funksjonell takheismotor med god design for brukere opptil 205 kg.

Komfort og kvalitet

Molift Air 200 kombinerer behovet for maksimal komfort med effektive og trygge forflytningssituasjoner. Designet og brukervennligheten gir en eksepsjonell frihet ved bruk, og det er kun behov for én pleier til å utføre daglig forflytning, noe som gir mer tid til hver enkelt bruker. Molift Air gir en ergonomisk riktig arbeidsstilling uten manuelle løft og et bedre arbeidsmiljø for pleier. Bruker får en verdig, trygg og komfortabel forflytning.

Lett og fleksibel

Molift Air er en sterk og smidig takheis egnet til å sitte i, ved liggende forflytninger og i stå- og gåtreningssituasjoner - brukt sammen med det omfattende tilbehørsprogrammet fra Molift.

Molift Air brukes med faste takskinner, men kan også brukes med bærbare frittstående systemer.

På grunn av svært lav vekt og det smarte quick release koblingssystemet, er Molift Air enkel å håndtere under installasjon og service. Molift Air tilbyr fleksible løsninger som fjernkontroll, lading-i-skinne (IRC) og muligheter for rom-til-rom-forflytning. Legg til sikkerhetsfunksjoner, det store løfteintervallet og stort utvalg opphengsmuligheter blir Molift Air en komplett løsning.



Modell	Inkluderer	Art. nr.	HMS nr.	Fakta
--------	------------	----------	---------	-------

Molift Air 200	Motor, håndkontroll, lader, SLA batteri	M26200-00	292448	
----------------	---	-----------	--------	--

Molift Service Software	
-------------------------	--

Inkludert

Nødsenk

Mekanisk og elektrisk

Nødstop

Snoren kan nås fra gulv
Reset mulig fra gulv

Beskyttelsesklasse; håndkontroll og løftemotor
--

IP24


Fakta

Maks belastning (SWL)	205 kg
Totalvekt (med SLA batteri)	8.6 kg
Lengde	360 mm
Bredde	190 mm
Høyde	195 mm
Batteri	26.4 V SLA 2.6 Ah
Batterilader	100–240 V AC, 40–60 Hz
Ladetid batteri	6 timer
Motor	24 V DC
Løfteintervall	3000 mm
Løfthastighet 75 kg	60 mm/sek.
Forventet levetid	30 000 løft SWL/10 år



Rengjør / desinfiser produktet ved bruk av et løsemiddelfritt rengjøringsmiddel uten slipesmidler med pH mellom 5 og 9, eller med 70% desinfeksjonsmiddel. Produktet kan dekontamineres eller vaskes på 85°C i 3 minutter.

Egenskaper



Liten motor - høy løftekapasitet

Molift Air 200 er liten og veier kun 8,6 kg. Likevel har den en løftekapasitet (SWL) på 205 kg. Størrelsen og vekten gjør den meget enkel å manøvrere og flytte for pleieren i de ulike forflytningssituasjonene.



Stille i bruk

Molift Air 200 er stille i bruk og har en "myk" start og stopp. Dette gir en komfortabel og trygg forflytning for bruker.



Quick release funksjon for løpevogn

Molift Air 200 er enkel å håndtere både ved installasjon og service, takket være sin meget lette vekt og den smarte quick release funksjonen. Med et enkelt grep kobles motoren av og på løpevognen ved behov.




Intuitiv håndkontroll

Molift Air 200 har en ny intuitiv håndkontroll med festemulighet på løftebøylen og vegghengt lader.




Prisforhandlede seil

RgoSling MediumBack
Polstret




Str	HMS nr.	Rygghøyde
XXS	198855	50-60 cm
XS	198156	55-72 cm
S	198157	70-85 cm
M	198158	80-95 cm
L	198159	90-105 cm
XL	198160	90-105 cm
XXL	198161	95-110 cm

RgoSling HighBack
Polstret




Str	HMS nr.	Rygghøyde
XXS	198856	50-60 cm
XS	198162	55-72 cm
S	198163	70-85 cm
M	198164	80-95 cm
L	198165	90-105 cm
XL	198166	90-105 cm
XXL	198167	95-110 cm

RgoSling MediumBack
Nett




Str	HMS nr.	Rygghøyde
XXS	198168	50-60 cm
XS	198169	55-72 cm
S	198170	70-85 cm
M	198171	80-95 cm
L	198172	90-105 cm
XL	198173	90-105 cm
XXL	198174	95-110 cm

RgoSling HighBack
Nett




Str	HMS nr.	Rygghøyde
XXS	198175	50-60 cm
XS	198176	55-72 cm
S	198177	70-85 cm
M	198178	80-95 cm
L	198179	90-105 cm
XL	198180	90-105 cm
XXL	198181	95-110 cm

RgoSling Comfort HighBack



Str	HMS nr.	Rygghøyde
S	198213	70-85 cm
M	198214	80-95 cm
L	198215	90-105 cm

EvoSling Shadow




Str	HMS nr.	Rygghøyde
XXS	242624	55-65 cm
XS	236952	62-75 cm
S	236857	70-85 cm
M	239448	80-95 cm
L	242625	92-105 cm
XL	242626	100-110 cm

RgoSling Shadow
HighBack Nett




Str	HMS nr.	Rygghøyde
XXS	216913	45-60 cm
XS	214440	60-70 cm
S	214954	70-80 cm
M	216914	80-95 cm
L	216915	95-100 cm
XL	216916	100-105 cm

RgoSling Toalett




Str	HMS nr.	Anbefalt vekt
XXS	198189	12-17 kg
XS	198190	17-25 kg
S	198191	25-50 kg
M	198192	45-95 kg
L	198193	90-160 kg
XL	198194	160-240 kg
XXL	198195	230-300 kg

RgoSling Ampu MediumBack




Str	HMS nr.	Rygghøyde
XXS	198196	50-60 cm
XS	198197	55-72 cm
S	198198	70-85 cm
M	198199	80-95 cm
L	198200	90-105 cm
XL	198201	95-110 cm
XXL	198202	95-110 cm

RgoSling Ampu HighBack



Str	HMS nr.	Rygghøyde
XXS	198203	50-60 cm
XS	198204	55-72 cm
S	198205	70-85 cm
M	198206	80-95 cm
L	198207	90-105 cm
XL	198208	95-110 cm
XXL	198209	95-110 cm


RgoSling Toalett LowBack



Str	HMS nr.	Anbefalt vekt
XXS	198182	12-17 kg
XS	198183	17-25 kg
S	198184	25-50 kg
M	198185	45-95 kg
L	198186	90-160 kg
XL	198187	160-240 kg
XXL	198188	230-300 kg


Prisforhandlede seil

RgoSling Ambulating Vest




Str	HMS nr.	Anbefalt vekt
XXS	199151	12-17 kg
XS	199152	17-25 kg
S	198210	25-50 kg
M	198211	45-95 kg
L	198212	90-160 kg
XL	199153	160-240 kg

RgoSling StandUp



Str	HMS nr.	Anbefalt vekt
XS	199141	20-30 kg
S	199142	30-50 kg
M	199143	50-90 kg
L	199144	90-160 kg
XL	199145	160-200 kg

RgoSling StandUp m/support



Str	HMS nr.	Anbefalt vekt
XS	199146	20-30 kg
S	199147	30-50 kg
M	199148	50-90 kg
L	199149	90-160 kg
XL	199150	160-200 kg

RgoSling Active



Str	HMS nr.	Anbefalt vekt
XS	242618	17-25 kg
S	242619	25-50 kg
M	242620	45-95 kg
L	242621	90-160 kg
XL	242622	160-240 kg

RgoSling Ambulating Vest Lyskestropper



Beskrivelse	Art. nr.
XXS-XS	M1721700
S-M	M1721720
L-XL	M1721740

RgoSling Forlengelsesløgger




Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Forlengelsesløgger	198216	M1721600

Størrelsesguide seil


Anbefalt brukervekt

XXS	12 – 17 kg
XS	17 – 25 kg
S	25 – 50 kg
M	45 – 95 kg
L	90 – 160 kg
XL	160 – 240 kg
XXL	230 – 300 kg

Materiale
Polyester,
PE-skum



Str.	A	B	C
XXS	44	55	18
XS	50	62	20
S	56	66	27
M	62	76	32
L	65	91	40
XL	68	109	52
XXL	68	124	66




Str.	A	B	C
XXS	58	52	18
XS	68	62	20
S	80	66	27
M	92	76	32
L	98	93	40
XL	98	110	52
XXL	100	124	66


Anbefalt brukervekt

XXS	12 – 17 kg
XS	17 – 25 kg
S	25 – 50 kg
M	45 – 95 kg
L	90 – 160 kg
XL	160 – 240 kg
XXL	230 – 300 kg

Materiale
Polyester,
PE-skum



Str.	A	C
XXS	24	60
XS	26	75
S	28	90
M	30	105
L	31	120
XL	32	135
XXL	33	158




Str.	A	C
XXS	60	60
XS	66	75
S	76	90
M	82	105
L	88	120
XL	96	135
XXL	103	158


Anbefalt brukervekt

XXS	12 – 17 kg
XS	17 – 25 kg
S	25 – 50 kg
M	45 – 95 kg
L	90 – 160 kg
XL	160 – 240 kg
XXL	230 – 300 kg

Materiale
Polyester,
PE-skum



Str.	A	B	C	D
XXS	44	56	77	18
XS	51	61	86	20
S	57	66	97	27
M	62	76	105	32
L	64	90	125	40
XL	68	103	136	52
XXL	68	119	147	66



Str.	A	B	C	D
XXS	57	54	77	18
XS	69	59	86	20
S	79	66	97	27
M	92	77	105	32
L	98	88	128	40
XL	100	104	136	52
XXL	100	117	147	66

Anbefalt brukervekt

XXS	12 – 17 kg
XS	17 – 25 kg
S	25 – 50 kg
M	45 – 95 kg
L	90 – 160 kg
XL	160 – 240 kg

Materiale
Polyester











Str.	A	B
S	127	94
M	136	103
L	145	119

Anbefalt brukervekt

XXS	12 – 17 kg
XS	17 – 25 kg
S	25 – 50 kg
M	45 – 95 kg
L	90 – 160 kg
XL	160 – 240 kg
XXL	230 – 300 kg


Fargekoder seilstørrelser



PRODUKTNAMN	STR.	HMS NR.	ART.NR.	BYGGHØYDE*	
MOLIFT RgoSling MediumBack Padded					
	XXS	198855	1720100		64 cm
	XS	192156	1720110		70 cm
	S	198157	1720120		76 cm
	M	198158	1720130		82 cm
	L	198159	1720140		85 cm
	XL	198160	1720150		88 cm
	XXL	198161	1720160		88 cm
MOLIFT RgoSling HighBack Padded					
	XXS	198856	1720200		57 cm
	XS	198162	1720210		74 cm
	S	198163	1720220		80 cm
	M	198164	1720230		92 cm
	L	198165	1720240		98 cm
	XL	198166	1720250		100 cm
	XXL	198167	1720260		100 cm
MOLIFT RgoSling MediumBack Net					
	XXS	198168	1720300		64 cm
	XS	198169	1720310		70 cm
	S	198170	1720320		76 cm
	M	198171	1720330		82 cm
	L	198172	1720340		85 cm
	XL	198173	1720350		88 cm
	XXL	198174	1720360		88 cm
MOLIFT RgoSling HighBack Net					
	XXS	198175	1720400		57 cm
	XS	198176	1720410		74 cm
	S	198177	1720420		80 cm
	M	198178	1720430		92 cm
	L	198179	1720440		98 cm
	XL	198180	1720450		100 cm
	XXL	198181	1720460		100 cm
MOLIFT RgoSling Toilet LowBack padded					
	XXS	198182	1720500		55 cm
	XS	198183	1720510		59 cm
	S	198184	1720520		63 cm
	M	198185	1720530		67 cm
	L	198186	1720540		70 cm
	XL	198187	1720550		73 cm
	XXL	198188	1720560		76 cm
MOLIFT RgoSling Toilet HighBack padded					
	XXS	198189	1720600		55 cm
	XS	198190	1720610		59 cm
	S	198191	1720620		63 cm
	M	198192	1720630		67 cm
	L	198193	1720640		70 cm
	XL	198194	1720650		73 cm
	XXL	198195	1720660		76 cm

PRODUKTNAMN	STR.	HMS NR.	ART.NR.	BYGGHØYDE*
MOLIFT RgoSling StandUp padded				
	XS	199141	1720710	N/A
	S	199142	1720720	N/A
	M	199143	1720730	N/A
	L	199144	1720740	N/A
	XL	199145	1720750	N/A
MOLIFT RgoSling StandUp w/Support padded				
	XS	199146	1720810	N/A
	S	199147	1720820	N/A
	M	199148	1720830	N/A
	L	199149	1720840	N/A
	XL	199150	1720850	N/A
MOLIFT RgoSling Ampu MediumBack padded				
	XXS	198196	1721100	66 cm
	XS	198197	1721110	73 cm
	S	198198	1721120	79 cm
	M	198199	1721130	84 cm
	L	198200	1721140	86 cm
	XL	198201	1721150	90 cm
	XXL	198202	1721160	90 cm
MOLIFT RgoSling Ampu HighBack padded				
	XXS	198203	1721200	65 cm
	XS	198204	1721210	77 cm
	S	198205	1721220	83 cm
	M	198206	1721230	94 cm
	L	198207	1721240	100 cm
	XL	198208	1721250	102 cm
	XXL	198209	1721260	102 cm
MOLIFT RgoSling Comfort HighBack Net				
	S	198213	1721420	80 cm
	M	198214	11721430	85 cm
	L	198215	1721440	90 cm

*BYGGHØYDE:
AVSTAND NEDERSTE (LAVESTE)
OPPHENGPUNKT PÅ SEILET TIL UNDER
BRUKERS SETE.





"Alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv og følge sine drømmer
uavhengig av fysiske omstendigheter"

For mer informasjon om våre produkter og løsninger, se etac.no.