

Molift Mover 205

Molift Mover 205 är en flexibel all-round lyft som löser alla lyft och förflyttningssituationer i såväl hemmet, på vårdhem och på sjukhus.

Lätt att manövrera

Molift Mover 205 lyfter från golvet utan justering av lyftmasten, samtidigt som den har en hög lyfthöjd. Låg vikt, lågt chassi och bra hjulplassering gör Molift Mover 205 lätt att manövrera. Mover 205 har elektrisk benbreddning.

Max brukarvikt är 205 kg



Flexibel användning

- Molift Mover 205 har ett snabbkopplingssystem som gör det enkelt att byta lyftbygel.
- Molift Mover 205 levereras utan lyftbygel. Flera storlekar av 2-punkts och 4-punkts lyftbyglar finns som tillbehör.
- Våg, armar för gåträning och lyftbår finns som tillbehör.
- Mover 205 har elektrisk och manuell nödsänkning.
- Lyften drivs av miljövänliga NiMH batteri, enkel laddning via integrerad batteriladdare.

Benämning

Personlyft Molift Mover 205 integrerad laddare och QR-axel exkl lyftbygel

Art.nr.

M14300

Underhåll

Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 eller med 70% desinfektionssprit.

Max brukarvikt: 205 kg
Material: Aluminium och stål
Totalvikt: 39 kg
Längd: 128,5 cm
Lyfthöjd: 40-179 cm
Bredd: 69 cm

Benhöjd: 11,5 cm
Batteri: NiMh 26.4 V - 2.6 Ah. Art.nr. 1341000
Laddningstid batteri: Ca 3 timmar
Lyft hastighet: 4 cm / sek med 75kg last
Antal lyft: Ca 50 lyft med 75 kg och 50 cm
Skyddsklass: IP24



För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se