



Molift Mover 205

Allround personlyft för frekvent och daglig användning i alla vårdmiljöer

Molift Mover 205 är en flexibel, allround mobil lyft för alla lyft- och förflyttningssituationer inom hem, vårdhem och på sjukhus. Den låga totalvikten underlättar manövrering. Den unika konstruktionen möjliggör en säker arbetsbelastning på 205 kg.

Molift Mover 205 har en hög lyfthöjd på 40-181 cm. Både 2- och 4-punkts lyftbyglar finns tillgängliga och kan enkelt bytas utan verktyg tack vare snabbkopplingen. Variant med gåträningsarmar för gångträning finns att beställa vid behov.



molift®



Handkontroll

Robust och avtorkningsbar. Indikatorer för batteri, överbelastning och service. Utbytbar kabel.



Unikt körhandtag

Körhandtaget ger ett ergonomiskt och naturligt grepp med flera olika alternativ.



Litiumbatteri

Batteriet är utvecklat för lång hållbarhet och har 5 års garanti.



Alternativ för lyftbygel

2-punkts och 4-punkts lyftbyglar finns i flera storlekar.

Funktioner

Ergonomisk hantering

Molift Mover 205 är utrustad med Molifts unika körhandtag som ger flera och flexibla greppmöjligheter för förbättrad ergonomi för vårdpersonalen.

Batteriet

Batteriet har avancerad Li-Ion-teknik och en säker förseglad design som gör det avtorkningsbar (IPX6). Det väger endast 0,9 kg och kan bytas ut med endast en hand.

Batteriet kan laddas direkt på lyften och det finns även en extern laddare. Laddningstiden är endast 3,5 timmar. Fullt uppladdat klarar den 130 lyft med 75 kg per lyft och är kompatibel med alla Molifts mobila lyftar.

Med en förväntad livslängd på 1.700 laddningscykler och 5 års garanti är batteriet konstruerat för att hålla länge.

Speed boost

Speed boost-funktionen möjliggör ökad hastighet när lyften är obelastad.



Handkontroll

Handkontrollen är robust och väl utprovad. Den har en batterinivåindikator, överbelastningsindikator och serviceindikator för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet.

Kabeln är utformad för att hålla länge och kan enkelt bytas ut om den skadas, och handkontrollen är avtorkningsbar (IPX6).

Molift Service Tool

Molift Mover 205, liksom alla Molifts lyftar, är utrustad med ett unikt serviceaviseringsystem som meddelar när service krävs. Den integrerade serviceprogramvaran kan också visa data om hur lyften är använd och kan hjälpa serviceteknikerna med felsökning.

Dessutom är lyften utrustad med Bluetooth-anslutning, vilket möjliggör trådlös anslutning till Molift Service Tool.

Förväntad livslängd

Lyftanordningen har en förväntad livslängd på 30.000 cykler eller 15 år, beroende på vad som inträffar först.

The screenshot shows the Molift Service Tool interface. It includes a 'Connection to hoist' status, a 'Molift Mover 205' header with product and serial numbers, and a detailed table of battery and motor data. The table lists parameters like battery type, voltage, state of charge, and motor currents. It also shows a 'Service history' section with a table of weight classes and their respective lifetimes.

Parameter	Value
Battery type	SLA
Battery voltage	240.00 mV
Battery state of charge	58 %
Battery charging	No
Motor 1 current	0 mA
Motor 2 current	0 mA
Key activated	OLE
Motor 1 speed	0 %
Motor 2 speed	0 %
Sensor	Small drive + slack + end
Start caused by	None
Hold time	2023-02-22 08:01:23

Benämning

Molift Mover 205 integrerad laddare och QR-axel exkl lyftbygel

Art.nr.

M1405

Material

Aluminium, stål, plast

Vikt

Max brukarvikt (SWL)
Vikt för enhet (inkl batteri)

205 kg
36,9 kg

Mått

Höjd 2020 mm
Längd 1285 mm
Benhöjd 115/60 mm
Hjulstorlek 100 mm
Lyftintervall 1410 mm
Lyft min-max med 2-punkts lyftbygel 400 - 1810 mm
Lyft min-max med 4-punkts lyftbygel 300 - 1710 mm

Mått

Utvändigt mått med stängda ben 690 mm
Utvändigt mått med öppna ben 1205 mm
Invändigt mått med stängda ben 550 mm
Invändigt mått med öppna ben 1065 mm

Teknisk information

Batteri Li-Ion 25.2V, 2.85Ah
Batteriets laddningstid 3.5 timmar
Lyfthastighet 40 mm/sek
Kapacitet 130 lyft/75 kg

Rengöring



Använd pH-neutralt rengöringsmedel. Om desinfektion krävs, använd isopropylalkohol. Använd inte slipande eller frätande ämnen för rengöring.



För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök www.etac.se

Etac Sverige AB

0371-58 73 00
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities