

Molift RgoSling Ambulating Vest

Til gåtrenoing på egenhånd eller med hjelp

Sikker og komfortabel gåtrenoing

Molift RgoSling Ambulating Vest er utviklet for trygg og sikker rehabilitering som gåtrenoing, stående trenoing, samt balansetrenoing.

Molift RgoSling Ambulating Vest har et dobbeltspent bredt polstret belte som fordeler trykket jevnt over en større flate. De polstrede lyskestroppene hindrer vesten i å gli opp og ut av stilling.

Egenskaper hentet fra klatremiljøet

Molift RgoSling Ambulating Vest har fått tilført egenskaper fra profesjonelt klatreutstyr, for å gi best mulig komfort og sikkerhet for brukeren.

De selvbetjente innstrammingsløftestroppene hindrer brukere i å skli eller falle ned.

Frontspennen gir økte muligheter for brukeren til å utføre gåtrenoing eller toalettbesøk, kanskje til og med uten hjelp.



Lyskestropper

Lyskestroppene er plassert i en utoverrettet vinkel som minsker faren for klemming når mer vekt legges på vesten.

Str	Art. nr.
XXS	M1721300
XS	M1721310
S	M1721320
M	M1721330
L	M1721340
XL	M1721350

Tilbehør

Lyskestropper for Ambulating Vest. Bestill to for å få et komplett par.

Str	Art. nr.
XXS–XS	M1721700
S–M	M1721720
L–XL	M1721740


For HMS nr. se side 45.

Anbefalt brukervekt

XXS	12–17 kg
XS	17–25 kg
S	25–50 kg
M	45–95 kg
L	90–160 kg
XL	160–240 kg

Materiale

Polyester,
PE-skum



Ambulating Vest

Str.	A	C
XXS	15	57
XS	17	67
S	19	82
M	21	100
L	22	120
XL	23	150