



Molift RgoSling MediumBack Plus

En bekväm lyftsele som ger stöd för hela kroppen för patienter som väger minst 160 kg.

Det finns många faktorer att överväga vid omvårdnad av bariatrisk patienter, såsom vikt, kroppsform och medicinskt tillstånd. Ytterligare en viktig faktor är att erbjuda vård med medkänsla och värdighet.

RgoSling MediumBack Plus är utformad för patienter som väger från 160 kg och uppåt. Lyftselen möjliggör lyft av överviktiga patienter på ett säkert och bekvämt sätt.


RgoSling MediumBack Plus ger stöd åt hela kroppen. Lyftselen har delad benöppning och sex band med fasta öglor för fyra olika höjder. Om stöd för huvudet krävs, kan ett separat huvudstöd användas i kombination med lyftselen.

Lyftselen är avsedd att användas i kombination med en 4-punkts lyftbygel.



Stöd för hela kroppen

Lyftselen erbjuder stöd för hela kroppen.



Olika höjdalternativ

Band med fasta öglor och olika höjdalternativ



Färgkodade öglor

Färgkodade lyftöglor gör det lättare att hitta en individuell passform.



Bekväm

Polstrade och bekväma benstöd med dubbla band.



Lyftbanden vid benstöden och ryggen kan ställas in i olika höjder vilket möjliggör en individuell bedömning beroende på patientens behov. Benstöden kan placeras korsat som på denna bild eller på samma sida som på bilden på föregående sida.

Molift RgoSling MediumBack Plus

Storlek L
Storlek XL

Art. nr.

1721940
1721950



Material: Polyester, PE-cellfoam
Max brukarvikt: 500 kg

Vid tvätt i höga temperaturer slits materialet ut snabbare. Lyftselen måste inspekteras regelbundet, helst före varje lyft men i synnerhet efter tvätt. Undvik att skada eller avlägsna etiketter under rengöring.

För de senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation, gå in på: www.etac.se