



etac®

Molift Smart 150

En liten, smidig och hopvikbar lyft.

Molift Smart 150 är konstruerad för att enkelt kunna rullas eller transporteras dit lyft- och förflytningsbehovet finns. Molift Smart 150 fälls enkelt ihop till en del utan verktyg och den görs lika lätt klar för användning.

Liten och smidig

Eftersom Molift Smart 150 tar liten plats och lätt kan stuvas undan är den perfekt för allt från hemmet till sjukhus och institutioner. Den är också idealisk för användning på resa och i hemvården. Hopfälld rullas Molift Smart 150 som en vanlig väska på hjul. Vid transport kan den också delas i två delar för att ytterligare minska vikten – allt utan användning av verktyg. Den tyngsta delen väger bara 13 kg och lyften har inga lösa delar.



Ihopfällbar utan verktyg

Idealisk för användning i allt från hemmet till sjukhus och institutioner till på resa.



4-punkts-lyftbygel

Molifts standard 4-punkts lyftbygel ger en bekväm sittställning i alla lyftsituationer.



Enkel att manövrera

Låg vikt och smalt underrede underlättar användning i trånga utrymmen.



Lyfter enkelt från golvet

Molift Smart har en stor lyfthöjd som tillåter lyft från golvet likväl som högt upp i lyften.

Enkel att använda

Stor lyfthöjd gör att Molift Smart 150 enkelt lyfter från golvet. Molifts 4-punkts lyftbygel i kombination med exempelvis Molift RgoSling HighBack lyftsele ger behaglig och rätt placering från liggande till sittande och tvärtom. Molift Smart 150 har elektrisk och manuell nödsänkning och nödstopp.

Molift Smart 150 har tilldelats "Märket för God Design", en utmärkelse från Norska designrådet.



Tillbehör



Molift Smart transportväska, mjuk bag

Packa Molift Smart 150 ihopvikt i den mjuka resväskan. Väskan skyddar och gör det lätt att transportera lyften, batteri, laddare och sele under resan.

Art. nr

3049177



Molift Smart resväska, hårdplast

En praktisk resväska i hårdplast som lämpar sig väl för flygtransport. Vikt 13 kg.

Art.nr

0990200

Beskrivning

Smart 150

Art.nr

M10152

Material

Aluminium och stål
Service tool Ingår

Mått och vikt

Vikt Totalt: 26 kg
Vikt Per del : 13 kg
Höjd: 132 cm
Längd: 120 cm
Hjulunderredets bredd
66 cm utvändigt med stängda ben
92 cm invändigt med öppna ben
Hjulunderredets höjd 11 cm
Mått hopfäld: 120 x 47,5 x 35,5 cm
Lyftområde: 27 - 168 cm (141 cm)

Fakta

Batteri: NiMH 14,4 V - 2,2 Ah
Laddningstid batteri: Ca 3 timmar
Lyft hastighet: 6 cm / sek
Antal lyft: Ca 40 lyft med 75 kg i 50 cm
Max brukarvikt: 150 kg

Rengöring



Använd pH-neutralt rengöringsmedel. Om desinfektion krävs, använd isopropylalkohol. Använd inte slipande eller frätande ämnen för rengöring.

"Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar"

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se