



Molift Smart 150

Compact et futé – léger, pliable et transportable sans outil

Molift Smart 150 est un lève-personne conçu pour être acheminé facilement partout où il est utile. Destiné aux soins à domicile, il se transporte et se range aisément. Le Molift Smart 150 se replie en un seul morceau sans outillage.

Grâce à sa légèreté, à son faible encombrement et à sa conception unique, le Molift Smart 150 est simple à manoeuvrer dans des espaces étroits. Son excellente amplitude de levage fournit une hauteur maximum de levage très appréciable et il convient également pour lever depuis le sol. Le cintre à 4 points d'ancrage procure confort et aisance en position de levage.

Le Molift Smart 150 a été récompensé par le Norwegian Design Council.



Pliable sans outil

Une mise en oeuvre simple que facilite le quotidien et le transport.



Cintre à 4 points

Assure une position de transfert confortable et.



Facile à manoeuvrer

Hauteur basse et faible empreinte au sol facilitent son utilisation dans des espaces étroits



Lever depuis le sol

Une grande amplitude de levage qui permet des levés depuis le sol.

Accessoires



Sac de transport

Le sac de transport Molift protège le lève-personne, le harnais, la batterie et son chargeur et en facilite le transport.



Malle de voyage Molift

Cette malle rigide fournit une protection supplémentaire en cas de transport aérien par exemple. Elle est conforme aux standards TSA et convient aux personnes qui voyagent intensément.



Désignation

	réf.
Molift Smart 150	1020
Sac de transport Molift	3049177
Malle de voyage Molift	0990200

Matériaux

Aluminium, acier

Poids

Poids total	26 kg
Poids des composants	Partie 1: 13 kg, Partie 2: 13 kg

Dimensions

Longueur	1200 mm
Hauteur piètement	110 mm
Dimensions plié	L1160 x W475 x H360 mm
Intervall de levage	270-1665 mm
Apliture de levage	1410 mm

Caractéristiques techniques

Logiciel de maintenance	Inclus
Batterie	NiMH 14.4 V - 2.6 A h
Temps de charge batterie	env. 3 heures
Vitesse de levage	60 mm/sec
Capacité moyenne	50 levés/75 kg/500 mm



Nettoyer / désinfecter à l'aide d'un détergent standard non abrasif au pH entre 5 et 9, ou une solution désinfectante à 70%.
Le produit peut être nettoyé dans une chambre de lavage-désinfection à 85°C pendant 3 minutes.

Restez informés de nos dernières nouveautés en consultant notre site internet : www.etac.com