

etac[®]
Creating Possibilities



molift[®]

Molift Transfer Pro

Förbättrade sittande förflyttningar - stärkt mobilitet

Molift Transfer Pro

En förflyttning är mer än bara en rörelse - det är en viktig del av patientens rehabilitering och upprätthållande av fysiska förmågor. Molift Transfer Pro bidrar till en säker och hälsosam vårdmiljö för både patient och vårdgivare.

Optimerad för sittande förflyttningar

Molift Transfer Pro är en uppresningshjälp för sittande förflyttningar, t.ex. mellan säng, rullstol, toalett eller liknande. Användaren ska kunna följa instruktioner, bära upp sin egen vikt och upprätthålla en god bålstabilitet.

Dessutom är den en idealisk lösning för olika vårdmiljöer som sjukhus, vårdhem och hemsjukvård.

Förbättrad komfort och säkerhet genom innovativ design

Molift Transfer Pro har ett ergonomiskt och rymligt handtag som ger flera greppalternativ för både patient och vårdare, och enkel åtkomst till tvättstället för att tvätta händerna, vilket ger en ökad användbarhet. De stabila sittdynorna ger en bekväm och säker förflyttning medan det mjukt vadderade benstödet anpassar sig efter smalbenen, vilket ökar patientens komfort.

Tack vare den låga instegshöjden och den sluttande kanten kan patienten enkelt placera fötterna på fotplattan, som även har hög friktion. Det är enkelt för vårdpersonal att justera benens bredd och designen gör att produkten kommer nära intill sittplatsen, vilket möjliggör en säker förflyttning.

När centralbromsen aktiveras hörs ett tydligt klickljud och båda hjulen låses samtidigt. Det blir även visuellt tydligt i vilket läge bromsen är.

På vardera sidan av handtaget finns fästpunkter för Molift Assist-tillbehör.



Handtag

Flera ergonomiska greppalternativ för patient och vårdgivare, vilket säkerställer både komfort och ergonomisk placering av händerna.



Centralbroms

När centralbromsen aktiveras hörs ett tydligt klickljud och båda hjulen låses samtidigt. Det blir även visuellt tydligt i vilket läge bromsen är.



Sittdynor

De stabila sittdynorna ger en bekväm förflyttning för patienten. De fasade kanterna ger ett bra grepp och gör det enkelt för vårdaren att fälla upp och ner dem.



Svängradie

Hjul av hög kvalitet för exceptionellt enkel manövrering, vilket innebär att minimal kraft behövs när enheten ska skjutas eller dras.

Kliniska fördelar:

- Minskar arbetsrelaterade skador eller belastning på vårdgivaren.
- Möjliggör tidig rehabilitering.
- Bekväma och säkra sittande förflyttningar.
- Hjälper patienten att använda sin fysiska förmåga.
- Möjliggör förflyttning med ensam vårdare

Naturligt rörelsemönster

Ett naturligt rörelsemönster är det sätt på vilket människor naturligt rör sina kroppar under aktiviteter i det dagliga livet.

Dessa naturliga rörelsemönster är integrerade i människans fysiologi och har formats av evolutionen för att underlätta aktiviteter som att stå upp och sitta ner.

Molift Transfer Pro stöder det naturliga rörelsemönstret genom att fötterna kan placeras under patienten, och handtagets rymliga utformning gör det möjligt för patienten att luta sig framåt när han eller hon reser sig upp från sittande.



Produkt	Art.nr.	Specifikationer	
Molift Transfer Pro	16090300	Höjd	1179 mm
		Längd	920 mm
		Bredd	669 mm
		Fotplatta höjd	56 mm
		Vändradie med öppna/stängda ben	1030/1146 mm
Brukarens längd			
Minimum - Maximum	1490-2000 mm		
Vikt			
Total vikt	28.2 kg		
Max brukarvikt (SWL)	200 kg		
Material			
Pulverlackerad aluminium, plast, stål, polyuretanskum			
		Rengör/desinficera produkten med vanliga rengöringsmedel utan slipmedel med ett pH-värde mellan 5 och 9 eller med 70% desinfektionsprensprit.	

Tillbehör



Trygghetsband Molift Assist Strap

Molift Assist Strap ger extra säkerhet och stöd runt ryggen eller höfterna. Den kan användas för att ge patienten stöd under förflyttningen. Finns i två storlekar, S/M och L/XL.

Trygghetsband Molift Assist Strap S/M82508
Trygghetsband Molift Assist Strap L/XL.....82509



Uppresningshandtag Molift Soft Handles

Om det är svårt för patienten att nå handtaget kan Soft Handles användas som hjälp.

Levereras i 2-pack.

Uppresningshandtag 2-pack
Molift Soft Handles82511



Trygghetsband med glidhylsa Molift Assist Sleeve

Trygghetsband med glidfunktion. När patienten behöver hjälp att resa sig kan en eller två vårdare assistera med hjälp av Molift Assist Sleeve. Placeras i höjd med stussen. Finns i två storlekar, S/M och L/XL

Trygghetsband med glidhylsa
Molift Assist Sleeve S/M82528
Trygghetsband med glidhylsa
Molift Assist Sleeve L/XL82529



Glidhylsa Molift Sleeve

Glidhylsa / tillbehör till trygghetsband Molift Assist Strap. För 82528 och 82529

Glidhylsa till trygghetsband Molift Assist Strap
Molift Sleeve 82537



Trygghetsband med glidhylsa bred Molift Assist Sleeve Wide

Ett trygghetsband med en bredare och fastare glidhylsa hjälper patienten att ta sig upp i stående ställning. En kombination av 82509 och 90300. En storlek.

Trygghetsband med glidhylsa bred
Molift Assist Sleeve Wide90301



Glidhylsa bred Molift Sleeve Wide

Bred glidhylsa / tillbehör till trygghetsband Molift Assist Strap eller Molift Assist Sleeve Wide. För 90301.

Molift Sleeve Wide90300



Trygghetsband med bälte Molift Assist Belt

Med Molift Assist Belt kan vårdaren assistera patienten att resa sig. Kan användas av en eller två vårdare. Molift Assist Belt kan placeras i höjd med stussen eller runt midjan. Finns i två storlekar, S/M och L/XL.

Trygghetsband Molift Assist Belt S/M82964
Trygghetsband Molift Assist Belt L/XL.....82965



Bälte Molift Belt

Ersättningsbälte / tillbehör för Molift Assist Belt. Det kan användas som ett komplement till Molift Assist Strap eller för att ersätta det bälte som medföljer Molift Assist Belt, 82964 och 82965.

Molift Belt82963



Fäste för syrgastank O-Bracket

Syrgastankfästet är avsett för säker förvaring och transport av syrgastankar.

O-Bracket1630040



Droppställning IV-Pole

Höjdjusterbar droppställning för montering på Molift Transfer Pro.

IV-Pole1630030

Etac är en världsledande utvecklare av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök www.etac.se

Etac Sverige AB

☎ 0371-58 73 00

✉ info@etac.se

🌐 www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities