

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities



***molift***<sup>®</sup>

# Molift Transfer Pro

Optimiser les transferts assis – favoriser la mobilité

# Molift Transfer Pro

Le transfert n'est pas qu'un simple geste – c'est une part importante de la rééducation d'un patient et de l'entretien de ses capacités motrices. Molift Transfer Pro contribue à un environnement de soin sur et sain tant pour le soignant que pour le résident en optimisant les transferts.

## Conçu pour des transferts assis

Molift Transfer Pro est un verticalisateur conçu pour des transferts assis ; du lit au fauteuil, aux WC, ou autre support assis. L'utilisateur devra être en mesure de suivre les instructions, de se redresser et de disposer d'une stabilité du tronc.

C'est ainsi une solution idéale pour tous les environnements de soins où la mobilisation des patients est un sujet important.

## Un design innovant au service d'un confort et d'une sécurité accrus

Équipé d'un guidon ample et ergonomique qui offre plusieurs options de prise en main, le Molift Transfer Pro garantit une excellente stabilité. Les palettes escamotables fournissent un siège confortable et sécurisent l'utilisateur lors du transfert. Le repose-tibia rembourré épouse les contours des tibias procurant le confort attendu lors du transfert.

L'utilisateur peut aisément positionner ses pieds sur le repose-pieds antidérapant grâce au rebord d'accès incliné et bas. L'ouverture du piètement est simple à activer et permet de s'approcher au plus près du fauteuil, sécurisant ainsi le transfert. Un frein centralisé avec signal sonore et visuel bloque les deux roues simultanément.

Des fixations pour les accessoires Molift sont disposés de part et d'autre du guidon.



Scanner le QR-code pour visionner une vidéo et en savoir plus sur Molift Transfer Pro.

### Avantages :

- Réduit les efforts à fournir et le risque de TMS
- Favorise la remobilisation précoce
- Transferts confortables et sûrs
- Incite l'utilisateur à mobiliser ses capacités physiques
- Permet les soins à un soignant



**Guidon**

Multiples options de prise en main pour le soignant ou le résident garantissant confort et positionnement idéal des mains.



**Frein centralisé**

Intuitif et activé d'un pied, le frein centralisé verrouille simultanément les deux roues en émettant un signal sonore et visuel.



**Palettes**

Les palettes escamotables fournissent un transfert confortable à l'utilisateur. Les rebords affinés offrent une bonne prise pour simplifier leur positionnement.



**Diamètre de rotation**

Les roulettes possèdent d'excellentes qualités de roulage, rendant les manœuvres agréables sans effort.

**Mouvement physiologique**

Le mouvement physiologique fait référence aux changements de positions notre corps durant nos activités quotidiennes.

Ces mouvements reflètent notre anatomie et ont été façonnés par l'évolution pour faciliter des activités telles que la station debout et la position assise.

Le design du Molift Transfer Pro est adapté au mouvement physiologique humain en positionnant les pieds sous l'utilisateur et en lui permettant de s'incliner vers l'avant pour se relever.



Produit	Réf.	Caract. Techniques	
Molift Transfer Pro	16090300	Hauteur	1179 mm
		Longueur	920 mm
		Largeur	669 mm
		Hauteur repose-pieds	56 mm
		Diam. De rotation avec pieds ouverts/fermés	1030/1146 mm
<b>Taille utilisateur</b>			
Minimum - Maximum	1490-2000 mm		
<b>Poids</b>			
Poids total	28.2 kg		
Charge Maximum d'utilisation (CMU)	200 kg		
<b>Composants</b>			
Aluminium thermolaqué, plastiques, acier, mousse polyuréthane			
		Nettoyer / désinfecter le dispositif en utilisant un agent nettoyant courant non-abrasif au pH entre 5 et 9 ou une solution désinfectante à 70%.	

## Accessories



### Molift Soft Handles 2 pcs

Facilite l'accès au guidon.

Molift Soft handles.....82511



### Molift Assist Strap

Une ceinture de sécurité pour plus de soutien. Disponible en 2 tailles.

Molift Assist Strap S/M..... 82508

Molift Assist Strap L/XL..... 82509



### Molift Assist Sleeve

Une ceinture Assist Strap et un manchon coulissant pour aider l'utilisateur à se lever/s'asseoir et à les soutenir pendant le transfert.

Molift Assist Sleeve S/M..... 82528

Molift Assist Sleeve L/XL..... 82529



### Molift Assist Belt

Une ceinture Assist Strap et un manchon coulissant avec boucle de verrouillage pour aider l'utilisateur à se lever/s'asseoir et à les soutenir pendant le transfert.

Molift Assist Belt S/M..... 82964

Molift Assist Belt L/XL..... 82965



### Molift Assist Sleeve Wide

Une ceinture Assist Strap L/XL avec un manchon rigide pour aider l'utilisateur à se lever/s'asseoir et à les soutenir pendant le transfert.

Molift Assist Sleeve Wide ..... 90301



### Molift Transfer Pro IV-Pole

Une tige porte-sérum télescopique à installer sur le Molift Transfer Pro.

Molift Transfer Pro IV-Pole .....1630030



### Molift Transfer Pro O-Bracket

La fixation d'obus permet de sécuriser le réservoir d'O<sup>2</sup> et le transporter facilement.

Molift Transfer Pro O-Bracket .....1630040

Etac est un leader mondial spécialisé dans la conception et la production de d'aides techniques et d'équipement d'aide à la mobilité des personnes. Nous avons à coeur de proposer des solutions pour optimiser la qualité de vie des personnes, de leur entourage et des soignants.

Restez informés de nos dernières nouveautés en consultant notre site internet: [www.etac.com](http://www.etac.com)

Etac

☎ 03 74 09 77 68

✉ [info.france@etac.com](mailto:info.france@etac.com)

🌐 [www.etac.com](http://www.etac.com)

 **etac**®  
Creating Possibilities