


Immedia MultiGlide Glove

Multifunktionellt hjälpmedel för små förflyttningar

Immedia MultiGlide glidhandske kan användas i många olika situationer. Med en glidhandske kommer handen lätt in mellan brukaren och madrassen eller sittdynan. Små lägesförändringar och justering av skrynkliga klädesplagg är exempel på aktiviteter som kan utföras på ett skonsamt sätt, både för brukare och vårdare. Handskarna är utmärkta när man gör en "handcheck" för att kontrollera att en rullstolsanvändare får rätt tryckavlastning på sin anti-decubitusdyna.



Immedia MultiGlide Glove i vattentät nylon.



Användningsområden

- Positionering
- Små lägesförändringar
- Handcheck vid användning av tryckavlastande sittdynor och madrasser

Beskrivning

Immedia MultiGlide Glove

Nylon 1 par, nylon, gröna

Art.nr

IM35

Specifikationer

MultiGlide Glove

Material: nylon med silikon och polyuretanbeläggning, (vattentät)

Max. brukarvikt: 200 kg



Tvättråd

Maskintvätt 80 °C. Torktumling låg temperatur. Strykning låg temperatur. Tål ej kemtvätt. Ingen klorblekning. Torkning. Använd inte sköljmedel eller klorin.

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se