

# Immedia MultiGlide med handtag

Glidmatta med handtag, låg friktion på insidan och hög friktion på utsidan

Immedia MultiGlide med handtag är en tubformad glidmatta med hög friktion på utsidan och mycket låg friktion på insidan. Lämplig för alla typer av förflyttningar där man vill minska friktionen under tryckpunkterna.

MultiGlide med handtag är utvecklad för att främst användas för att flytta brukaren högre upp i sängen, förflyttning på röntgenbord eller vid scanning. Den är enkel att placera och ta bort, och är avsedd att tas bort då förflyttningen har genomförts.

## Användningsområden

- Minska friktionen under tryckpunkter
- Högre upp i säng, operations- eller röntgenbord
- Vändning
- Positionering
- Säng till säng



Beskrivning	B x L (cm)	Art.nr	Specifikationer
<b>Immedia MultiGlide med handtag (hög-låg)</b>			
Tubformad. Vattentätt.	130 x 80	IM130DR	<b>Material:</b> nylon med silikon och polyuretanbeläggning, (vattentät)
Tubformad. Vattentätt.	160 x 80	IM160DR	<b>Handtag:</b> polyester <b>Max. brukarvikt:</b> 300 kg
			<b>Tvåtråd</b> Maskintvätt 80 °C. Torktumling låg temperatur. Strykning låg temperatur. Tål ej kemtvätt. Ingen klorblekning. Torkning. Använd inte sköljmedel eller klorin.

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: [www.etac.se](http://www.etac.se)