


# Immedia MultiGlide SG

Glidmatta med hög friktion på utsidan och låg friktion på insidan

Immedia MultiGlide är en tunn tubformad glidmatta med mycket låg friktion på insidan och hög friktion på utsidan. Utsidan är dessutom vattenavvisande.

MultiGlide är lämplig vid förflyttningar där man vill minska friktionen under tryckpunkterna, till exempel förflyttning och vändning i säng, mellan säng och rullstol, på operationsbord eller vid röntgen.


MultiGlide är avsedd att tas bort då förflyttningen har genomförts. Immedia MultiGlide finns i ett flertal storlekar, välj den storlek som motsvarar ytan för minskad friktion.



Immedia MultiGlide är en tunn tubformad glidmatta med låg friktion på insidan och hög friktion på utsidan.

## Användningsområden

- Minska friktionen under tryckpunkter
- Vändning
- Positionering
- Högre upp i säng
- Säng till säng



Immedia MultiGlide med hög friktion på utsidan ligger bra på plats under brukaren vid förflyttningen. Insida med låg friktion.

### Beskrivning

Immedia MultiGlide (hög-låg) vattentät

Beskrivning	B x L (cm)*	Art.nr
Tubformad	100 x 70	IM100
Tubformad	100 x 135	IM103/1
Tubformad	100 x 200	IM102
Tubformad	108 x 80	IM108
Tubformad	120 x 70	IM120
Tubformad	130 x 80	IM130
Tubformad	160 x 80	IM168
Tubformad	200 x 70	IM200
Tubformad	40 x 40	IM40
Tubformad	60 x 25	IM62
Tubformad	60 x 60	IM66
Tubformad	72 x 70	IM77
Tubformad	80 x 80	IM88
Tubformad	72 x 100	IM80
Tubformad	72 x 130	IM83
Tubformad	70 x 200	IM82
Öppen	100 x 140	IM100/140

### MultiGlide SG

**Material:** nylon med silikon och polyuretanbeläggning, (vattentät)

**Max. brukarvikt:** 300 kg

\*Bredd = öppen sida



### Tvåtråd

Maskintvätt 80 °C. Torktumling låg temperatur. Strykning låg temperatur. Tål ej kemtvätt. Ingen klorblekning. Torkning. Använd inte sköljmedel eller klorin.

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: [www.etac.se](http://www.etac.se)