



# R82 Mustang

Fleksibel gåstol  
med komfortabel støtte

 **etac**®



# Mustang – det naturlige valget

Mustang er et fleksibelt ganghjelpemiddel beregnet til barn med behov for ekstra støtte. Mustang kan brukes av f.eks. barn med CP og andre med manglende balanse eller nedsatt motorikk.

Mustang er hovedsaklig utviklet for å benyttes frontalt, men kan også brukes dorsalt avhengig av barnets nivå og evne.

Barnets plassering i midten av rullatoren betyr at den blir meget lettkjørt og at barnet kan dreie rundt sin egen akse.

Mustang leveres i 4 størrelser og er velegnet for barn mellom ca. 2 - 18 år. Størrelse 1 er hovedsaklig til innendørs bruk, men kan også brukes på jevne underlag utendørs. Størrelse 2, 3 og 4 er velegnet til både innendørs og utendørs bruk.

Det brede tilbehørsprogrammet gir mulighet for å sikre god bekkenstabilitet og individuell tilpasning.

Mustang som standard leveres med retnings- og ryggesperre, slepebrems, justerbar bryststøtte og sete.



Mustang str. 3 i standardkonfigurasjon



14 - 60 cm



37 - 125 cm



max. 130 cm




max. 30-80 kg



For best mulig stabilitet plasseres barnet i midten av ståstativet. Det er nå lettere for barnet å gå og snu seg rundt.



Stabil og forovervendt senterstamme med innebygget fjæring stimulerer naturlige bevegelser.



Mustang er designet med fokus på tilgjengelighet. Den U-formede rammen og kroppsstøtten gjør det enkelt å plassere barnet.



Den sammenleggbare rammen er enkel å folde sammen, tar liten plass og er lett å transportere.



## Bestilling & mål

| Mustang                                         | Str. 1 (Gul) | Str. 2 (Hvid) | Str. 3 (Rød) | Str. 4 (Grå) |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Artikkelnummer                                  | 3286901      | 3286902       | 3286903      | 3286904      |
| HMS-nr.                                         | 267618       | 267619        | 267620       | 267621       |
| Bredde (G)                                      | 52 cm        | 58 cm         | 65 cm        | 70 cm        |
| Bredde, innvendig ramme (G1)                    | 38 cm        | 45 cm         | 50 cm        | 56 cm        |
| Lengde (H)                                      | 75 cm        | 90 cm         | 100 cm       | 110 cm       |
| Høyde total (I)                                 | 65 cm        | 80 cm         | 105 cm       | 130 cm       |
| Setehøyde over gulv (sete = tilbehør)           | 17-35 cm     | 33-50 cm      | 45-68 cm     | 62-84 cm     |
| Bredde mellom håndtak (håndtak = tilbehør)      | 14-35 cm     | 14-35 cm      | 14-60 cm     | 14-60 cm     |
| Høyde fra gulv til håndtak (håndtak = tilbehør) | 37-58 cm     | 51-71 cm      | 65-90 cm     | 81-125 cm    |
| Vinklingsintervall, senterstamme                | 30°          | 30°           | 0-25°        | 0-25°        |
| Svingradius                                     | 46 cm        | 55 cm         | 60 cm        | 65 cm        |
| Brukerhøyde, gulv til armhulel                  | 40-65 cm     | 60-85 cm      | 70-105 cm    | 87-130 cm    |
| Vekt, standard uten tilbehør                    | 10 kg        | 11 kg         | 18 kg        | 19 kg        |
| Maks. belastning / brukervekt                   | 30 kg        | 40 kg         | 60 kg        | 80 kg        |

### Mustang som standard

|                                |                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Hjul                           | Str.1: 4" inlinehjul. Str. 2-4: 8" slimlinehjul                       |
| Bryststøtte                    | Str. 1: S. bryststøtte. Str.2: M. bryststøtte. Str. 3: L. bryststøtte |
| Sete, vinkel og dybdejusterbar | Str. 1+2: sete str. 1. Str. 3+4: sete str. 2                          |
| Bremser                        | Parkeringsbrems, slepebrems og ryggspærre på alle fire hjul           |
| Håndbøyle                      | Str. 1+2: Håndbøyle liten. Str. 3+4: Håndbøyle stor.                  |
| Farger                         | Str. 1: Gul. Str. 2: Hvit. Str. 3: Rød. Str. 4: Koksgrå               |
| Vinkelregulering               | Sentersøylen med enkelt håndgrep                                      |
| Høydejustering                 | Sete og bryststøtte + sentersøylen med gassfjær                       |

### Farger





## Tilbehør



### Bryststøtte

Til støtte av overkroppen.

| Beskrivelse     | Art.nr.  | HMS nr. |
|-----------------|----------|---------|
| S: O* 47-64 cm  | 31869810 | 198137  |
| M: O* 67-78 cm  | 31869820 | 198138  |
| L: O* 87-114 cm | 31869830 | 198139  |

O\* = omkrets målt innvendig



### Hoftestøtte

| Beskrivelse           | Art.nr.  | HMS nr. |
|-----------------------|----------|---------|
| S: (O*47-64, H8,5 cm) | 31869610 | 214778  |
| M: (O*67-78, H11 cm)  | 31869620 | 214779  |
| L: (O*87-114, H14 cm) | 31869630 | 214780  |


O\* = omkrets målt innvendig



### Trekk til bryststøtte

For økt komfort.

| Beskrivelse | Art.nr.      | HMS nr. |
|-------------|--------------|---------|
| S:          | 31869810-160 | 176033  |
| M:          | 31869820-260 | 176034  |
| L:          | 31869820-360 | 176035  |



### Hoftestøtte, med beslag til hovedstøtte

Krever montering av sete.

| Beskrivelse       | Art.nr.  | HMS nr. |
|-------------------|----------|---------|
| S B 18,5-25,5 cm  | 31869221 | 176012  |
| L: B 25,5-32,5 cm | 31869231 | 176013  |



### Mellomstykke til bryststøtte

For å redusere avstanden ved justering av bryststøtten.

| Beskrivelse | Art.nr.  | HMS nr. |
|-------------|----------|---------|
| 11 x 5,5 cm | 31869225 | 176016  |



### Sete

Gir mulighet for hvileposisjon.

| Beskrivelse      | Art.nr.  | HMS nr. |
|------------------|----------|---------|
| S: H17,5x25,5 cm | 31869110 | 176031  |
| L: H17,5x30,5 cm | 31869120 | 176032  |



### Komfortsete

Gir mulighet for hvileposisjon. Med padding for ekstra komfort. Setet er dybde- og vinkeljusterbart

| Beskrivelse | Art.nr.  | HMS nr. |
|-------------|----------|---------|
| S: 22 cm    | 31869115 | 267630  |
| L: 30 cm    | 31869125 | 267631  |



### Hengesete

Gir støtte til å bære kroppsvekten.

| Beskrivelse     | Art.nr.  | HMS nr. |
|-----------------|----------|---------|
| S: B18xL24,5 cm | 31869570 | 198133  |
| L: B18xL33 cm   | 31869571 | 189134  |



### Korsryggstøtte

Hjelp til stabilisering av bekken. Krever montering av sete.

| Beskrivelse          | Art.nr.  | HMS nr. |
|----------------------|----------|---------|
| S: H18x13-21cm       | 31869250 | 175998  |
| L: H20,5x16,5-24,5cm | 31869255 | 175999  |



### Mageplate

Gir støtte til kontroll av bekken.

| Beskrivelse  | Art.nr.  | HMS nr. |
|--------------|----------|---------|
| H13 x B19 cm | 31869260 | 176015  |

## Tilbehør



**Underarmstøtte med håndtak**  
Gir støtte til den fremste del av armen.

| Beskrivelse | Art.nr.  | HMS nr. |
|-------------|----------|---------|
| S:          | 31869330 | 176036  |
| M:          | 31869340 | 176038  |
| L:          | 31869345 | 176040  |



**Armstøtte med håndtak**  
Gir støtte til den fremste del av armen.

| Beskrivelse | Art.nr.  | HMS nr. |
|-------------|----------|---------|
| S:          | 31869350 | 175996  |
| L:          | 31869355 | 175997  |




**Stangsystem til hovedstøtte**  
Monteres mellom hofte- og hovedstøtte

| Beskrivelse | Art.nr.  | HMS nr. |
|-------------|----------|---------|
| One size    | 31869226 | 176004  |




**Ledsagerhåndtak**  
Gir hjelperen mulighet for å styre eller hjelpe barnets bevegelser.  
Til Mustang str. 1 og 2.

| Beskrivelse | Art.nr.  | HMS nr. |
|-------------|----------|---------|
| L70 cm      | 31869510 | 176014  |



**Slimline-hjul 8"**  
For enklere manøvrering.

| Beskrivelse | Art.nr.     | HMS nr. |
|-------------|-------------|---------|
| Str. 1:     | 31869015-SL |         |
| Str. 2:     | 31869024-SL |         |
| Str. 3:     | 31869033-SL |         |
| Str. 4:     | 31869042-SL |         |




**Knebeskytter**

| Beskrivelse | Art.nr.  | HMS nr. |
|-------------|----------|---------|
| One size    | 31869470 | 202729  |



**Fotskjerm**  
Sikrer nøytralt gangmønster.

| Beskrivelse | Art.nr.  | HMS nr. |
|-------------|----------|---------|
| Str. 1      | 31869410 | 176000  |
| Str. 2      | 31869420 | 176001  |
| Str. 3      | 31869430 | 176002  |
| Str. 4      | 31869440 | 176003  |



**Håndbøyle/gripehåndtak**  
Frontbetjent håndbøyle. Bør brukes sammen med armstøtte.

| Beskrivelse | Art.nr.  | HMS nr. |
|-------------|----------|---------|
| S:          | 31869360 | 175994  |
| L:          | 31869365 | 175995  |



**Fotstyring**  
Veiledning til korrekt gangmønster.

| Beskrivelse      | Art.nr.  | HMS nr. |
|------------------|----------|---------|
| Str. 1: L52,5 cm | 31869450 | 210990  |
| Str. 2: L60,5 cm | 31869455 | 206610  |
| Str. 3: L70,5 cm | 31869460 | 200691  |
| Str. 4: L80,5 cm | 31869465 | 210889  |







Version 1 - 2019 / Forbehold om trykkfeil og evt. endringer

“Vi i Etac ønsker at alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv og følge sine drømmer, uavhengig av fysiske omstendigheter. ”

For nyheter og løpende produktoppdateringer - besøk [www.etac.no](http://www.etac.no)