



R82[®]

R82 Mustang

Letkørende ganghjælpemiddel med komfortabel støtte

Mustang – det oplagte valg

Mustang er et ganghjælpemiddel beregnet til barnet med behov for ekstra støtte. Mustang kan bruges af f.eks. børn med CP og andre med mangel på balance eller forringelse af motorikken.

Mustang er hovedsagligt udviklet som et fremadvendt ganghjælpemiddel, men kan også bruges som et bagudvendt ganghjælpemiddel, selvfølgelig afhængig af barnets niveau og evne.


Barnets placering i midten af Mustang betyder, at den bliver meget letkørende og barnet kan dreje rundt om sin egen akse.

Mustang leveres i 4 størrelser og er velegnet for børn mellem ca. 2 - 18 år. Størrelse 1 er hovedsagligt til indendørs brug, men kan bruges på plane/jævne udendørs arealer. Størrelse 2, 3 og 4 er velegnet til både indendørs og udendørs brug.

Det brede tilbehørsprogram giver mulighed for at sikre god bækkenstabilitet og individuel tilpasning.



Mustang er vist med tilbehør




For bedste stabilitet placeres barnet i midten af Mustang. Det er nu nemmere for barnet at gå og vende rundt.



Stabil og fremadlænet centerstamme med indbygget affjedring stimulerer det naturlige gangmønster.



Mustang er designet med fokus på bl.a. tilgængelighed. Det U-formede stel og kropsstøtten gør det let at placere barnet.



Det er nemt at montere og afmontere tilbehør.

Bestilling og mål

Mustang	Str. 1 (Gul)	Str. 2 (Hvid)	Str. 3 (Rød)	Str. 4 (Grå)
Mustang med 4" skaterhjul, varenr.	31869011	31869025-4	-	-
Mustang med 4" skaterhjul, HMI-nr.	64255	64257	-	-
Mustang med 8" slimline hjul, varenr.	31869015-SL	31869024-SL	31869033-SL	31869042-SL
Mustang med 8" slimline hjul, HMI-nr.	11237	11239	11242	11245
Mustang med 8" purhjul, varenr.	-	*31869024	*31869033	*31869042
Mustang med 8" purhjul, HMI-nr.	-	*64257	*70319	*70320
Bredde mellem kørehåndtag (mm)	165-320	165-320	140-400	140-400
Brugerhøjde, gulv til axil (mm)	400-650	600-850	700-1050	870-1300
Højde med 4" hjul (mm)	400-650	600-850	-	-
Højde med 8" hjul (mm)	510-650	600-850	700-1050	1030-1250
Indvendig bredde (mm)	380	450	500	560
Længde med 4" hjul (mm)	750	830	-	-
Max. brugervægt (kg)	30	40	60	80
Max. nominel belastning (kg)	45	56	80	101
Min. venderadius (mm)	360	550	600	650
Statisk stabilitet, nedad (°)	7	7	7	7
Statisk stabilitet, opad (°)	15	15	15	15
Statisk stabilitet, sidelæns (°)	4,5	4,5	4,5	4,5
Sædehøjde med 4" hjul (komfortsæde) (mm)	170-430	240-490	-	-
Sædehøjde med 4" hjul (PU-sæde) (mm)	170-350	240-410	-	-
Sædehøjde med 8" hjul (komfortsæde) (mm)	260-520	330-580	450-760	620-920
Sædehøjde med 8" hjul (PU-sæde) (mm)	260-440	330-500	450-680	620-840
Total bredde med 4" eller 8" hjul (mm)	520	580	650	700
Vinkel, centerstang (°)	30	30	25	25
Vægt, enhed med 4" hjul (kg)	10	11	-	-
Vægt, enhed med 8" hjul (kg)	13	14	18	19

Eksempler på konfigurationer



Mustang str. 1 med skaterhjul



Mustang str. 4 med slimline hjul



Mustang str. 4 med purhjul

Farver



Mustang som standard

Mustang

Stel	Pulverlakeret aluminiumsrør
Stelfarver	Stelfarver: gul (str. 1), hvid (str. 2), rød (str. 3) og antracitgrå (str. 4)
Bryststøtte	Bestilles separat – se under Tilbehør
Indstillinger	Vinkel- og højdejusterbar
Hjul	Inkl. retningsstabilisator
Bremser	Parkeringsbremse, slæbebremse og bagløbsbremse på alle 4 hjul



Tilbehør



Bryststøtte

Til støtte af overkroppen.

Small: O* 47-64 cm	31869810
Medium: O* 67-78 cm	31869820
Large: O* 87-114 cm	31869830

O* = omkreds målt indvendigt



Maveplade

Giver støtte til kontrol af bækken.

H13 x B19 cm	31869260
--------------	----------



Betræk til bryststøtte

Til øget komfort.

Small	31869810-160
Medium	31869820-260
Large	31869820-360



Halestøtte

Hjælp til stabilisering af bækken.
Kræver montering af sæde.

Small: H 18 x 13-21 cm	31869250
Large: H 20,5 x 16,5-24,5 cm	31869255



Bryststøtte

For støtte af overkroppen. Passer til Mustang, Rabbit Up og Toucan.

Small, omkreds 47x64 cm	31861810
Medium, omkreds 67x78 cm	31861820
Large, omkreds 87x114 cm	31861830



Hofstøtte

Small (O*47-64, H8,5 cm)	31869610
Medium (O*67-78, H11 cm)	31869620
Large (O*87-114, H14 cm)	31869630

O* = omkreds målt indvendigt



Kit for lav montering af bryststøtte

Passer til str. 1 og 2.

Kit for lav montering	31869800-KIT
-----------------------	--------------



Hofstøtte, small - med beslag til hovedstøtte. Kræver montering af sæde.


Small: B 18,5-25,5 cm	31869221
Large: B 25,5-32,5 cm	31869231



Forlængerstykke til bryststøtte

Til at reducere afstanden, ved justering af bryststøtten.

11 x 5,5 cm	31869225
-------------	----------



Sæde

Giver mulighed for hvileposition, når barnet bliver træt. Bruges som hofstøtte.

H17,5 x 25,5 cm	31869110
H17,5 x 30,5 cm	31869120

Tilbehør



Hængesæde

Giver støtte til at bære kropsvægten.

Str. 1: B18 x L24,5 cm 31869570
Str. 2: B18 x L33 cm 31869571



Underarmsmanchet

Underarmsmanchet 31869370



Komfortsæde

Større komfort grundet form og polstring. (Inkl. neoprenbetræk).


Komfortsæde small 31869115
Komfortsæde large 31869125
Løst betræk small 31869115-160
Løst betræk large 31869125-260



Mellemstykke for montering af hovedstøtte

Monteres mellem hofte- og hovedstøtte

One size 31869226



Armstøtte med håndtag

Giver støtte til den forreste del af armen.
Hjælper barnet med at stabilisere skulderåget.

Small 31869350
Large 31869355



Opbevaringslomme til str. 1+2


H14,5 x B13 cm 31869560



Underarmstøtter inkl. håndtag, bagudvendt og fremadvendt


Giver støtte til den forreste del af armen.

Fremadvendt:
- sæt str. small 31869310-1
- sæt str. medium 31869320-1
- sæt str. large 31869325-1
Bagudvendt:
- sæt str. small 31869330-1
- sæt str. medium 31869340-1
- sæt str. large 31869345-1



Opbevaringstaske til str. 3+4


H30 x B39,5 cm 31869565



Hastighedsdæmpende bremse

Kan kun monteres på Mustang med underarmsstøtter.

Hastighedsdæmpende bremsekit
- str. 1 31869346-1
- str. 2 31869346-2
- str. 3 31869346-3
- str. 4 31869346-4



Fodstyring

Vejledning til korrekt gangmønster.

Beskrivelse	Varenr.
Str. 1: L52,5 cm	31869450
Str. 2: L60,5 cm	31869455
Str. 3: L70,5 cm	31869460
Str. 4: L80,5 cm	31869465



Tilbehør



Fodskærm
Sikrer neutralt gangmønster.

Str. 1	31869410
Str. 2	31869420
Str. 3	31869430
Str. 4	31869440



Benbeskytter
For beskyttelse af knæene

One size	31869470
----------	----------



Ledsagerhåndtag
Giver hjælperen mulighed for at styre eller hjælpe med barnets bevægelser.
Til Mustang størrelse 1 og 2.

L70 cm	31869510
--------	----------



Håndbøjle/gribehåndtag
Frontbetjent håndbøjle. Bør anvendes sammen med armstøtte.

Small	31869360
Large	31869365



Version 2 - 2024. Forbehold for trykfejl og evt. ændringer

Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske hjælpemidler og løsninger til forflytning og patienthåndtering. Siden 1973 har vi arbejdet engageret for at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet for den enkelte, dennes familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder og produktinformationer på www.etac.dk

Etac A/S

 +45 79 68 58 33

 info@etac.dk

 www.etac.dk

**etac**[®]
Creating Possibilities