

Immedia NonSlip

När ökad friktion behövs

NonSlip antihalk kan användas i alla sammanhang där man vill öka friktionen. Kan till exempel placeras under fötterna för att ge friktion och underlätta för patienten att skjuta ifrån med benen vid förflyttning högre upp i säng.

Immedia NonSlip metervara

NonSlip metervara, är ett antihalkmaterial med hög friktion som klipps till i önskad storlek.

Rullens bredd är 150 cm och längden är 500 cm.



Beskrivning

Immedia NonSlip anti-halkmatta

Rulle 5 meter

B x L

(cm)

150 x 500

Art.nr

IM2246

Specifikationer

Non-Slip metervara: antihalk, PVC

Max. brukarvikt: 300 kg



Tvättråd

Produkten kan torkas med vatten och tvål eller rengöras med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 eller med 70% tvättsprit. Produkten bör kontrolleras regelbundet, helst varje gång den har använts och särskilt efter tvätt.

För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök www.etac.se

Etac Sverige AB

0371-58 73 00

info@etac.se

www.etac.se