

Immedia OneWayGlide

En gliddyna för enklare positionering i sittande

Immedia OneWayGlide är en gliddyna som glider lätt i en riktning och bromsar i den andra. Den är lämplig för patienter som glider framåt i stolen. Gliddynan gör det enklare för patienten att förflytta sig längre bak i stolen självständigt eller med hjälp av vårdare samtidigt som det förhindrar att patienten glider framåt.

Immedia OneWayGlide finns i flera olika varianter, som tubformad dyna, som enkel dyna och i en lång modell. Alla kan fås i velour och vissa modeller i antihalkmaterial.



Placera Immedia OneWayGlide i stolen precis framför sitsen.

Användningsområden

- Förflyttning bakåt i en stol/rullstol

Varianter av OneWayGlide



Immedia OneWayGlide antihalk

Immedia OneWayGlide antihalk är en tubformad dyna med antihalkmaterial på utsidan som greppar mot alla material. Kan vid behov kombineras med polyuretanöverdrag.



Immedia OneWayGlide Velour Pad

Immedia OneWayGlide Pad är en enkel gliddyna med ovansida av velour som är lämplig att placera direkt på en textilyta.



Immedia OneWayGlide Velour

Immedia OneWayGlide velour är en tubformad gliddyna med ovansida av velour. Skön att sitta på, placeras på en textilyta.



OneWayGlide Long Velour

Immedia OneWayGlide Long är en lång och öppen gliddyna med handtag och en ovansida av velour. Längden på dynan gör att man kan flytta sig längre bak i stolen flera gånger utan att behöva placera om gliddynan. Handtagen ger ett bra grepp för vårdaren vid assistans.



OneWayGlide Long med knytband Velour

Immedia OneWayGlide Long är en lång och öppen gliddyna med handtag och en ovansida av velour. Längden på dynan gör att man kan flytta sig längre bak i stolen flera gånger utan att behöva placera om gliddynan. Knytbanden används för att fästa produkten vid rullstolens underrede.

Beskrivning

Immedia OneWayGlide

Beskrivning		B x L	Art.nr
		(cm)	
Antihalk	Tubformad	43 x 37	IM39/8
Antihalk	Tubformad	45 x 45	IM38/8
Antihalk	Tubformad	60 x 80	IM37/8
Velour	Tubformad	43 x 37	IM45/8
Velour	Tubformad	42 x 50	IM50/8
Velour pad	Enkel dyna	43 x 37	IM44/8
Lång med knytband	Öppen	40 x 130	IM33/8
Lång	Öppen	40 x 130	IM34/8
Lång	Öppen	45 x 130	IM51/8
Lång	Öppen	55 x 130	IM35/8

Specifikationer

Ovansida: antihalk
Polstring: polyester
Insida: nylon

Velourmodell

Ovansida: polyester, nylon
Polstring: polyester

Överdrag: polyuretan
Max. brukarvikt: 150 kg

Öppen på kortsidan.



Tvåtråd: Maskintvätt 80°C. Torktumling låg temperatur. Strykning låg temperatur. Tål ej kemtvätt. Ingen klorblekning. Torkning. Använd inte sköljmedel eller klorin.

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se