



Bærbare skinner

Profilene og den perforerte overflaten i aluminium gjør at disse sammenleggbare skinnene er blant de letteste på markedet. Unik grepsoverflate er utviklet for å skape den mest sklisikre skinnen med ultimatt grep for opp- og nedrulling.

Skinnene har 5,2 cm høye sideprofiler langs hele skinnen. Håndtakene på skinnen gjør den lett å bære. For at håndtakene skal ta minst mulig plass kan de legges inn mot sideprofilen, og de kan også enkelt demonteres og flyttes til motsatt side. Bredden på de fleste skinner er 21 cm, noe som gjør at det er plass til at forhjulene kan svinge rundt. Skinner som er 25-27 cm brede er ypperlige for elektriske rullestoler med 4 hjul.




Sklisikker



Enkel, og sikker låsefunksjon

Enkel skinne



Sammenleggbar skinne



Teleskopskinne



Sammenleggbar teleskopskinne



Mål og vekt

Bærbare skinner	Maks belastning pr. skinne	Bredde innvendig	Høyde sideprofil	Anbefalt høyde	Vekt	HMS-nr.	Art.nr.
Enkel skinne							
55 cm	200 kg	21cm	5,2 cm	10 cm	1,5 kg		FE-X50
106 cm	200 kg	27cm	5,2cm	20 cm	3,5kg		FE-XW100
116 cm	200 kg	21cm	5,2 cm	25 cm	3,1 kg		FE-X100
Sammenleggbar skinne							
2-delt, 57/110 cm	200 kg	21cm	5,2 cm	20 cm	3,9 kg	243581	FE-F110
2-delt, 76/150 cm	200 kg	21cm	5,2 cm	30 cm	4,9 kg	243582	FE-F150
2-delt, 101/200 cm	175 kg	21cm	5,2 cm	40 cm	6,2 kg	243583	FE-F200
2-delt 101/212 cm	175kg	27cm	5,2cm	40cm	8,0kg		FE-FW200
Teleskopskinne							
58-90cm	200kg	21cm	5,2cm	20 cm	3kg	243576	FE-T90
75-119 cm	175kg	21cm	5,2cm	25 cm	3,7kg	243577	FE-T120
116 - 202 cm	175 kg	19cm	5,2 cm	40 cm	5,6 kg	243578	FE-T200
87 - 199 cm	175 kg	18cm	5,2 cm	40 cm	6,5 kg	243579	FE-T200-3
116 - 288cm	175 kg	18 cm	5,2 cm	60 cm	8,2 kg	243580	FE-T300
Sammenleggbar teleskopskinne							
77/150-205 cm	150kg	25 cm	5,2 cm	40 cm	8,3 kg		FE-FTW200
107/295 cm	125 kg	25cm	5,2cm	60cm	11,4kg		FE-FTW300
76/201cm	175kg	19cm	5,2cm	40cm	6,8kg	243584	FE-FT200
101/276cm	175kg	19cm	5,2cm	60cm	8,6kg	243585	FE-FT300

Materiale: Skinne: Aluminium / Håndtak: Polypropylen

