

# Immedia Wedge

En kilformad stöd- och positioneringskudde med antihalkmaterial

ImmediaWedge ger ett stöd så att patienten ligger kvar på sidan efter vändning, i viloposition eller vid sårvård. Immedia Wedge kan kombineras med 4WayGlide-systemet, SatinSheet-systemet, MultiGlide eller andra glidsystem. Överdraget består av ett antihalkmaterial som håller Immedia Wedge på plats oavsett underlag.

Sidorna på Immedia Wedge har olika stora vinklar vilket gör att man kan vända på kudden och välja den vinkel som passar bäst i den aktuella situationen.

## Användningsområden

- Fungerar som stöd vid sidoläge
- Viloställning
- Omvårdnad och personlig hygien
- Kan användas separat eller i kombination med andra positioneringshjälpmedel

## Tillbehör












### Överdrag

nylon med polyuretanbeläggning.



Beskrivning	H x B x L	Art.nr	Specifikationer
<b>Immedia Wedge kilkudde</b>	(cm)		
Small	30 x 20 x 53	IM53NS	<b>Immedia Wedge</b>
Large	30 x 20 x 80	IM53/80NS	<b>Material:</b> mjukt skum
<b>Tillbehör</b>	(cm)		<b>Överdrag med dragkedja:</b> nylon med polyuretanbeläggning
Överdrag Small	30 x 20 x 53	IM5300NS	<b>Max. brukarvikt:</b> 200 kg
Överdrag Large	30 x 20 x 80	IM5300/80NS	

Kan torkas av med desinfektionsmedel. Använd inte sköljmedel eller klorin.

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: [www.etac.se](http://www.etac.se)