



Etac Swift Mobil-2

Slim ontworpen
douche- en toiletrolstoel

 **etac**[®]

Maak kennis met de Etac Swift Mobil-2

De Swift Mobil-2 is een slim ontworpen en comfortabele toilet- en doucheroelstoel waarmee persoonlijke verzorgingsroutines gemakkelijker worden gemaakt voor de verzorger en met waardigheid uitgevoerd voor de gebruiker. Het is de ideale toilet- en doucheroelstoel die voor iedereen op maat ingesteld kan worden.

Gemakkelijk toegang

De Swift Mobic-2 heeft een opening aan de achterkant, waardoor de verzorger gemakkelijk toegang heeft voor persoonlijke verzorgingstaken. Het wrijvingspatroon 'Etac Easy Clean' op het zitvlak is uniek en zorgt voor de perfecte balans tussen wrijving en reinheid.



Comfortabel in gebruik

Voor gevoelige gebruikers zijn er extra zachte zitkussens verkrijgbaar die zowel ondersteuning als verlichting bieden. De zachte en sneldrogende rugleuning en de gebogen voetsteunen bieden extra comfort.



Aandacht voor ergonomie

De verstelbare rugleuning is eenvoudig aan te passen aan houding en lichaamsvorm en biedt maximaal comfort. De gebogen voetplaten zorgen voor wreef- en boogondersteuning en voor stabiliteit en ontspanning.

Voor iedereen instelbaar

De Swift Mobil-2 heeft een maximaal gebruikersgewicht van 160 kg en is in hoogte verstelbaar tussen 45-60 cm. De armleuningen zijn in hoogte en breedte verstelbaar (6 cm in elke richting). De op zij te klappen voetsteunen zijn in hoogte verstelbaar en tevens beschikbaar in een kortere versie, wanneer er bijvoorbeeld een hogere zitting wordt gebruikt. Ook is er een XL-versie met XL-rug en verbreding set voor beensteunen, die ook los te bestellen zijn.



Unieke en veilige kantelfunctie

De kantelfunctie kan aan beide kanten van de stoel worden bediend voor een goede werkhouding voor de verzorger en voor het geruuststellen van de gebruiker tijdens het kantelen.

Ontdek de voordelen

De Swift Mobil-2 is beschikbaar in drie verschillende modellen; een standaard douche- en toiletrolstoel, een kantelbaar model (Tilt-2) en een 24" zelfrijdend model.

Meervoudig verstelbare hoofdsteun

De hoofdsteun is ontworpen om maximaal comfort en flexibiliteit te bieden en kan worden aangepast aan verschillende gebruikersbehoefte.

Comfortabele rugsteun

Verstelbaar en sneldrogend. Stabiele pasvorm met dubbele sluiting rond de duwbeugel.

Eenvoudig toegang

Zitting met opening aan de achterzijde, uitsparing aan de voorzijde en vrije ruimte aan beide kanten.

In hoogte instelbaar

Eenvoudig in te stellen zonder gereedschap.



Etac Swift Mobil Tilt-2

Etac Swift Mobil 24"-2

Verstelbare armleuningen

Zowel in hoogte als in breedte verstelbaar.

Unieke zitting

Het unieke oppervlak biedt de perfecte balans tussen wrijving, reinheid, antislip en hygiëne.

Ergonomische voetsteun

De zacht gebogen voetplaten bieden steun aan de wreef en de voetboog en zorgen voor comfort, stabiliteit en ontspanning.



Etac Swift Mobil-2

Accessoires

Soft Comfortzitting

De Soft Comfortzitting is verkrijgbaar in 2 hoogtes: 2 en 4 cm. De zitting is ergonomisch gevormd met aanzienlijke zachtheid voor comfortabele verlichting en ondersteuning. Ontworpen met een opening achter en een uitsparing aan de voorkant voor gemakkelijke toegang.



Comfortzitting

Rompsteun

Er is een in breedte verstelbaar rompsteun beschikbaar voor extra ondersteuning. Vergemakkelijkt positionering in de stoel.



Rompsteun

XL-rug

De XL-rug biedt meer ruimte voor rug en schouders voor de grotere gebruikers. Het vergroot de breedte tussen de armleningen met 6 cm tot een totale breedte van 48/54/60 cm. De XL-rug past niet op Swift Mobil Tilt-2.

Heupgordel / borstgordel gepolsterd

Een 2-delige gordel die zowel als heup- of borstgordel kan worden gebruikt. De gordel is verstelbaar met 3 gespen met een lengte van 65-130 cm. Het materiaal is comfortabel en sneldrogend en geeft goede ondersteuning bij het positioneren.



Heupgordel

Verbreiding set beensteunen

Adapter set die op beensteunen kan worden gemonteerd voor 12 cm extra beenruimte. Inbegrepen in alle XL-configuraties en beschikbaar als accessoire voor de overige Swift Mobil-2-modellen.



Verbreiding set beensteunen

Kijk voor meer handige accessoires op onze website [etac.nl/badkamer](https://www.etac.nl/badkamer).

Vragen of advies? Neem gerust contact op met onze adviseurs



Marjan Kiers

Zuid-Nederland

Email marjan.kiers@etac.com

Telefoon 06 50 24 34 00



John Walker

Noord-Nederland

Email john.walker@etac.com

Telefoon 06 31 75 85 93