

TOBA low dusj- og toalettstol

TOBA low er en rustfri dusj- og toalettstol med elektrisk regulering av setehøyde og tilt, som enkelt justeres til brukers og pleiers behov. Den elektriske setetiltten skaper en trygg og komfortabel stilling for bruker. Den elektrisk høydejustering går ekstra lavt for enklere adkomst fra stol og for lave brukere. Selv med lav setehøyde, vil man kunne justere setet høyt for å skape en god, ergonomisk arbeidsstilling for pleier.

TOBA low er lett å manøvrere selv på små bad og gjennom smale dører. Dette gjør at den passer til bruk både på institusjon og hjemme. TOBA low er laget i rustfritt stål som gir høy kvalitet og lang levetid. Stolens rene linjer forenkler rengjøringen.

- Enkel elektrisk justering av høyde og sete tilt med en høy belastningsevne på 180 kg.
- Ekstra lavt innsteg
- Stabil og sikker
- Enkel å manøvrere, selv i små rom
- Justerbare og oppfellbare armlen skaper trygghet for bruker
- Fotplate er høydejusterbar og oppfellbar
- Nakkestøtte med høyde, bredde og dybdejustering
- Polstret sete og rygg

Tekniske data

Setehøyde	33-106 cm
Maks. brukervekt	180 kg
Setebredde	42,5 cm
Setedybde	43 cm
Tilt i laveste posisjon	-7° til 11°
Tilt i høyeste posisjon	16° til 32°
Bredde mellom armlen	50 cm
Total bredde	60 cm
Total dybde	80 cm
Hjulstørrelse	125 mm
Egenvekt	50 kg
Svingradius	-
Art. nr.	N01605005

