

TOBA Move dusj- og toalettstol

TOBA Move er en rustfri dusj- og toalettstol med elektrisk regulering av setehøyde og tilt, som enkelt justeres til brukers og pleiers behov. Den elektriske setetiltten skaper en trygg og komfortabel stilling for bruker. Den elektrisk høydejusterbare er med på å skape en god, ergonomisk arbeidsstilling for pleier.

TOBA Move har 20" drivhjul slik at bruker selv kan manøvrere stolen. TOBA Move er lett å manøvrere på små bad og gjennom smale dører. Dette gjør at den passer til bruk både på institusjon og hjemme. TOBA Move er laget i rustfritt stål som gir høy kvalitet og lang levetid. Stolens rene linjer forenkler rengjøringen.

- Enkel elektrisk justering av høyde og setetilt med en høy belastningsevne på 180 kg
- Stabil og sikker
- Enkel å manøvrere
- Justerbare og oppfellbare armlen skaper trygghet for bruker
- Fotplaten er høydejusterbar og oppfellbar
- Nakkestøtte med høyde, bredde og dybdejustering
- Polstret sete og rygg



Tekniske data

Setehøyde	48-106 cm
Maks. brukervekt	180 kg
Setebredde	42,5 cm
Setedybde	43 cm
Tilt i laveste posisjon	-7° til 11°
Tilt i høyeste posisjon	16° til 32°
Bredde mellom armlen	50 cm
Total bredde	75 cm
Total dybde	80 cm
Hjulstørrelse foran	125 mm
Hjulstørrelse bak	20"
Egenvekt	50 kg
Svingradius	-
Art. nr.	NO1605004