

TOBA XL dusj- og toalettstol

TOBA XL er en rustfri dusj- og toalettstol med elektrisk regulering av setehøyde og tilt, som enkelt justeres til brukers og pleiers behov. Den elektriske setetilten skaper en trygg og komfortabel stilling for bruker. Den elektrisk høydejustering er med på å skape en god, ergonomisk arbeidsstilling for pleier.

TOBA XL er lett å manøvrere. Dette gjør at den passer godt til bruk på institusjon. TOBA XL er laget i rustfritt stål som gir høy kvalitet og lang levetid. Stolens rene linjer forenkler rengjøringen.

- Enkel elektrisk justering av høyde og sete tilt med en høy belastningsevne på 250 kg
- Optimal stabilitet og sikker
- Enkel å manøvrere
- Justerbare og oppfellbare armlen skaper trygghet for bruker
- Bred fotplate som er høydejusterbar og oppfellbar
- Nakkestøtte med høyde, bredde og dybdejustering
- Ekstra polstret sete og rygg

Tekniske data

Setehøyde	48-106 cm
Maks. brukervekt	250 kg
Setebredde	55 cm
Setedybde	43 cm
Tilt i laveste posisjon	-7° til 11°
Tilt i høyeste posisjon	16° til 32°
Bredde mellom armlen	60 cm
Total bredde	72 cm
Total dybde	80 cm
Hjulstørrelse	125 mm
Egenvekt	50 kg
Svingradius	-
Art. nr.	NO1605002

