

TOPRO Olympos ATR rullator

Med store forhjul gir Olympos ATR pålitelig og komfortabel støtte på ujevne veier og brostein samt på sand eller grus. En praktisk rullator og det perfekte valg for utendørsaktiviteter.

Oppgraderte og nye funksjoner som gir maksimal støtte for utendørsbruk:

- Romslig og vannavstøtende avtakbar handlebag med lokk. Moderne grått stofftrykk. Kapasitet på 15 kg.
- Enkel metode uten bruk av verktøy for å stille inn høyden på håndtakene med en numerisk skala.
- Enkel håndtering og manøvrering med kulelagre i gaffler og hjul. Bredere bygget for maksimal stabilitet utendørs.
- Store hjul med støtabsorberende dekk for komfortabel bruk og stabil og jevn manøvrerbarhet i ulendt terreng.
- Bredere bygget for maksimal stabilitet utendørs.



Tekniske data

Str. M

Anbefalt brukerhøyde	150-195 cm
Maks. brukervekt	150 kg
Maks. kapasitet handlebag	15 kg/ 12 L
Håndtakshøyde	78,5-94,5 cm
Avstand senterpunkt håndtak	49 cm
Håndtak	Ergonomisk
Lengde	77 cm
Bredde	68 cm
Setebredde	47 cm
Setehøyde	61 cm
Svingradius	97 cm
Hjuldiameter	28/ 23 cm
Hjulbredde	4,2 cm
Gripedistans kjørebrem	7 cm
Høyde sammenslått	87,5 cm
Bredde sammenslått	27 cm
Lengde sammenslått	77 cm
Transportmål (l x b x h)	77 x 27 x 87,5 cm
Vekt (ink. hjul og handlebag)	8,9 kg
Bruksområde	Utendørs
Art. nr	T0814300
Farge	Sølv

Lær mer her

