

TOPRO Taurus Basic hydraulisk gåbord

TOPRO Taurus H Basic gir optimal støtte til brukere med redusert bevegelighet. Stødig og trygt gåbord til bruk i hjemmemiljø eller på institusjon. Taurus H Basic har hydraulisk høydejustering og fotbrems på alle fire hjul.

- TOPRO Taurus H Basic er et allsidig ganghjelpemiddel som enkelt kan tilpasses brukeren ved hjelp av elektrisk høydejustering. Justerbare underarmsstøtter og et stort utvalg av tilbehør forbedrer funksjonaliteten ytterligere og gjør den til det ideelle ganghjelpemiddelet.
- Justeres enkelt etter brukerens ergonomiske behov – særlig med tanke på høyde, men også kroppsstørrelse og plassering av armer.
- Kan brukes som støtte til å komme seg opp fra sengen eller en stol.
- Sklisikre hjul for enkel og trygg manøvrering. Alle fire hjul er utstyrt med fotbrems.
- Høyt nok for brukere opptil 210 cm, maks brukervekt 150 kg.



Tekniske data

Anbefalt brukerhøyde	140-210 cm
Maks. brukervekt	150 kg
Høyde støttepunkt	86,5-132 cm
Avstand støttepunkter	34-47 cm
Lengde underarmsstøtter	34 cm
Håndtak	Faste, Ø 3,5
Svingradius	91 cm
Hjuldiameter	12,5 cm
Hjulbredde	3,1 cm
Hjulbredde	4,2 cm
Kjøre-/ parkeringsbrems håndtak	Nei
Største lengde	48 cm
Største bredde	66 cm
Retningssperre	Nei
Produktvekt	18 kg
Bruksområde	Innendørs
Hjulbrems	Ja (alle hjul)
Ferdig montert	Delvis
Art. nr	T0814785



Trinnløs justering av underarmsstøtte.



Trinnløs høydejustering med nummerert skala.

Lær mer her

