

# TOPRO Taurus Premium el. gåbord

TOPRO Taurus E Premium gir optimal støtte til brukere med redusert bevegelighet. Stødig og trygt gåbord til bruk i hjemmemiljø eller på institusjon. Taurus E Premium har elektrisk høydejustering, fotbrems på alle fire hjul, kjøre- og parkeringsbrems på begge håndtakene og retningslås på bakhjulene.

- TOPRO Taurus E Premium er et allsidig ganghjelpemiddel som enkelt kan tilpasses brukeren ved hjelp av elektrisk høydejustering. Justerbare underarmsstøtter og et stort utvalg av tilbehør forbedrer funksjonaliteten ytterligere og gjør den til det ideelle ganghjelpemiddelet.
- Justeres enkelt etter brukerens ergonomiske behov – særlig med tanke på høyde, men også kroppsstørrelse og plassering av armer.
- Håndtakene kan justeres til ønsket posisjon.
- Kan brukes som støtte ved oppreising grunnet enkel betjening fra håndtaket. (Viktig: Er ikke en pasientløfter)
- Sklisikre hjul for enkel og trygg manøvrering. Alle fire hjul er utstyrt med fotbrems.
- Svingen på bakhjulene låses. Farten tilpasses enkelt med kjørebremsen på håndtaket.
- Høyt nok også for brukere opptil 210 cm og tåler en brukervekt på opptil 150 kg.



## Tekniske data

Anbefalt brukerhøyde	140-210 cm
Maks. brukervekt	150 kg
Høyde støttepunkt	86,5-132 cm
Bredde armputer	34 cm
Lengde underarmsstøtter	34 cm
Håndtak	Justerbare, 35 mm
Svingradius	91 cm
Hjuldiameter	12,5 cm
Hjulbredde	3,1 cm
Kjøre-/ parkeringsbrems håndtak	Ja
Største lengde	48 cm
Største bredde	66 cm
Retningssperre	Ja
Produktvekt	18 kg
Bruksområde	Innendørs
Hjulbrems	Ja (alle hjul)
Ferdig montert	Ja
Art. nr	TO814789



Kjøre- og parkeringsbrems på samme hendel på begge håndtak.



Trinnløs høydejustering med nummerert skala.

Lær mer her

