

TOPRO Troja original rullator

TOPRO basisrullator med topp moderne design og høyt kvalitetsnivå. Det slanke og moderne designet er fylt med funksjonaliteten som trengs for en trygg gåtur og en fortsatt aktiv hverdag.

- Lett i vekt med bare 6,8 kg, og samtidig med en høy belastningsevne på 165 kg.
- Innovativ og brukervennlig teknologi for sammenslåing sidelengs. Betjenes enkelt med én hånd ved å trekke i stroppen på setet.
- Enkel håndtering og manøvrering med kulelagre i gafler og hjul.
- Praktisk nettkurv til ting du vil ha for hånden, med refleksbånd.
- Fås i to ulike størrelser.
- Verdsatt av brukerne for å være enkel å håndtere med utmerket manøvrering som gjør den til en pålitelig følgesvenn i hverdagen.
- Nummerert skala for enkel høydejustering av håndtakene.



Tekniske data

	M (medium)	S (small)
Anbefalt brukerhøyde	150-200 cm	135-170 cm
Maks. brukervekt	165 kg	130 kg
Maks. kapasitet kurv	10 kg/ 20 l	10 kg/ 20 l
Håndtakshøyde	78-100 cm	71-86 cm
Avstand håndtak	37 cm	37 cm
Håndtak	Anatomiske	Anatomiske
Største lengde	65 cm	65 cm
Største bredde	60 cm	60 cm
Setebredde	45,5 cm	45,5 cm
Setehøyde	63 cm	55 cm
Hjulbredde	3,6 cm	3,6 cm
Svingradius	84 cm	84 cm
Hjuldiameter	20 cm	20 cm
Gripedistans kjørebremse	6,5 cm	6,5 cm
Høyde sammenslått	80 cm	74 cm
Bredde sammenslått	24 cm	24 cm
Lengde sammenslått	65 cm	65 cm
Transportmål sammenslått (lxbxh)	65 x 24 x 80 cm	65 x 24 x 74 cm
Produktvekt (inkl. hjul og bag)	6,8 kg	6,6 kg
Bruksområde	Inne og ute	Inne og ute
Art. nr.	TO815400-110000	TO815410-111000

Lær mer her

