

# TOPRO Troja Walker<sup>2</sup> UA rullator

TOPRO Troja Walker<sup>2</sup> er et praktisk, lett og stabil gåbord med komforten til en rullator. Underarmsstøttene er designet for å gi god støtte for overkroppen mens du går.

- Kjøre- og parkeringsbrems på samme hendel for enkel bruk.
- Innovativ teknologi for sideveis sammenfolding gjør det enkelt å slå sammen gåbordet med kun én hånd, ved å dra i snoren på setet. Dermed er det enkelt å transportere samtidig som det står stødig på hjulene og tar liten plass ved oppbevaring.
- Håndtakene kan skyves ned i siderørene for praktisk oppbevaring.
- Unik minnefunksjon der innstillingen på underarmsstøttene blir satt for senere bruk.
- Kulelagre i gaffler og hjul gjør gåbordet komfortabelt og enkelt å manøvrere.
- Kantavviser og vippefunksjon for trygg og enkel manøvrering over terskler.
- Praktisk kurv for enkel tilgang til eiendeler. Tåler opptil 5 kg.
- Nummerert skala for enkel høydejustering av håndtakene. Nå med forbedret låsehendel.
- Tilgjengelig i to ulike størrelser.



## Tekniske data

	M (medium)	S (small)
Anbefalt brukerhøyde	150-200 cm	135-170 cm
Maks. brukervekt	135 kg	125 kg
Maks. kapasitet kurv	5 kg/ 20 l	5 kg/ 20 l
Høyde underarmsstøtter	98-115 cm	84-100 cm
Håndtak	Runde, Ø 3,5 cm	Runde, Ø 3,5 cm
Største lengde	65 cm	65 cm
Største bredde	63 cm	63 cm
Setebredde	45,5 cm	45,5 cm
Setehøyde	63 cm	55 cm
Hjulbredde	3,6 cm	3,6 cm
Svingradius	84 cm	84 cm
Hjuldiameter	20 cm	20 cm
Gripedistanse kjørebremser	7,4 cm	7,4 cm
Høyde sammenslått	102 cm	88 cm
Bredde sammenslått	65 cm	65 cm
Lengde sammenslått	65 cm	65 cm
Transportmål sammenslått (lxbxh)	65 x 33 x 102 cm	65 x 33 x 88 cm
Produktvekt (inkl. hjul og bag)	8,9 kg	8,6 kg
Bruksområde	Innendørs	Innendørs
Art. nr.	T0815430	T0815440

Lær mer her

