



Vector

Allround rullestol for barn

 etac®



Vector

Allround rullestol for barn med fast ramme

Vector er en innovativ rullestol i fast ramme som leveres i et stort antall størrelser. Rullestolen er svært fleksibel og stabil, og har høy kvalitet.

Vector er utviklet og designet for å gi barnet mulighet til en allsidig og aktiv hverdag.



Vector
Bildet avviker fra
standard konfigurasjon

Vokser med barnet
Vector vokser med barnet uten bruk av ekstra deler.

Abdusert ramme
Leveres som standard med abdusert ramme (6 cm) for best mulig komfort og kjøreglede.

Velcorygg
Leveres som standard med velcorygg som gir en enkel, individuell tilpasning av ryggen for best mulig komfort og sittestilling.

Justerbar camber
Kan enkelt justeres uten bruk av ekstra deler.



Vector - Detaljer



Anatomisk sete- og ryggpute

Anatomisk sete- og ryggpute gir god støtte og en stabil sittestilling. Fås som tilbehør.

Dobbel drivring

Dobbel drivring gir brukeren mulighet til å kjøre stolen med en hånd. Fås som tilbehør.



Innvendig fotplate

Innvendig høyde- og vinkeljusterbar fotplate gir en stabil og trygg inn- og utstigning av rullestolen.

Terrenghjul

Enkel montering av terrenghjul øker fremkommeligheten i ulendt terreng.



Eikebeskyttere

Mulighet for bestilling av eikebeskyttere i mange ulike design, med alt fra søte tegneserierfigurer til tøffe superhelter og sportsmotiver. Spør oss!



Vector

Prisforhandlet i post 13

Vector passer for de helt minste barna til unge voksne. Rullestolen er designet for aktive barn med ulik grad av funksjonsnedsettelse.

Rullestolen tilpasses individuelt til hver bruker. Vector er godt tilrettelagt for ledsager med enkel betjening av de ulike funksjonene.

Standard konfigurasjon:

- Høyderegulerbare kjørehåndtak
- Armlener med klesbeskyttere
- 2-punkts hoftebelte
- Skumpute 3 cm
- Leggstropp
- Velcroygg
- Sete m/velcrobånd
- Kneleddsbrems
- Abduksjonsfront/ramme 6 cm
- Hel fotplate
- Eikebekytter
- Ryggpute/trekk
- 22" drivhjul
- 5" svinghjul
- Toppesikring 2 stk, svingbare



Standard farger



Standard rammefarge: Hvit.

Standard farge sete- og ryggputer: Sorte.

Artikkelnummer Vector

| Beskrivelse (sb, sd, rh) | Art. nr. | HMS nr. | Beskrivelse (sb, sd, rh) | Art. nr. | HMS nr. |
|--------------------------|-------------|---------|--------------------------|-------------|---------|
| 20-24, 22-26, 25-30 | SO69-202225 | 221472 | 30-34, 32-36, 35-40 | SO69-303235 | 221502 |
| 20-24, 24-28, 25-30 | SO69-202425 | 221474 | 30-34, 34-38, 35-40 | SO69-303435 | 221504 |
| 20-24, 26-30, 25-30 | SO69-202625 | 221476 | 30-34, 36-40, 35-40 | SO69-303635 | 221506 |
| 20-24, 22-26, 30-35 | SO69-202230 | 221473 | 30-34, 30-36, 40-45 | SO69-303240 | 221503 |
| 20-24, 24-28, 30-35 | SO69-202430 | 221475 | 30-34, 34-38, 40-45 | SO69-303440 | 221505 |
| 20-24, 26-30, 30-35 | SO69-202630 | 221477 | 30-34, 36-40, 40-45 | SO69-303640 | 221507 |
| 22-26, 24-28, 25-30 | SO69-222425 | 221478 | 32-36, 34-38, 35-40 | SO69-323435 | 221508 |
| 22-26, 26-30, 25-30 | SO69-222625 | 221480 | 32-36, 36-40, 35-40 | SO69-323635 | 221510 |
| 22-26, 28-32, 25-30 | SO69-222825 | 221482 | 32-36, 38-42, 35-40 | SO69-323835 | 221512 |
| 22-26, 24-28, 30-35 | SO69-222430 | 221479 | 32-36, 34-38, 40-45 | SO69-323440 | 221509 |
| 22-26, 26-30, 30-35 | SO69-222630 | 221481 | 32-36, 36-40, 40-45 | SO69-323640 | 221511 |
| 22-26, 28-32, 30-35 | SO69-222830 | 221483 | 32-36, 36-40, 40-45 | SO69-323840 | 221513 |
| 24-28, 26-30, 30-35 | SO69-242630 | 221484 | 34-38, 36-40, 35-40 | SO69-343635 | 221514 |
| 24-28, 28-32, 30-35 | SO69-242830 | 221486 | 34-38, 38-42, 35-40 | SO69-343835 | 221516 |
| 24-28, 30-34, 30-35 | SO69-243030 | 221488 | 34-38, 40-44, 35-40 | SO69-344035 | 221518 |
| 24-28, 26-30, 35-40 | SO69-242635 | 221485 | 34-38, 36-40, 40-45 | SO69-343640 | 221515 |
| 24-28, 28-32, 35-40 | SO69-242835 | 221487 | 34-38, 38-42, 40-45 | SO69-343840 | 221517 |
| 24-28, 30-34, 35-40 | SO69-243035 | 221489 | 34-38, 40-44, 40-45 | SO69-344040 | 221471 |
| 26-30, 28-32, 30-35 | SO69-262830 | 221490 | 36-40, 38-42, 35-40 | SO69-363835 | 221519 |
| 26-30, 30-34, 30-35 | SO69-263030 | 221492 | 36-40, 40-44, 35-40 | SO69-364035 | 221521 |
| 26-30, 32-36, 30-35 | SO69-263230 | 221494 | 36-40, 42-46, 35-40 | SO69-364235 | 221523 |
| 26-30, 28-32, 35-40 | SO69-262835 | 221491 | 36-40, 38-42, 40-45 | SO69-363840 | 221520 |
| 26-30, 30-34, 35-40 | SO69-263035 | 221493 | 36-40, 40-44, 40-45 | SO69-364040 | 221522 |
| 26-30, 32-36, 35-40 | SO69-263235 | 221495 | 36-40, 42-46, 40-45 | SO69-364240 | 221524 |
| 28-32, 30-34, 30-35 | SO69-283030 | 221496 | 38-42, 40-44, 40-45 | SO69-384040 | 221525 |
| 28-32, 32-36, 30-35 | SO69-283230 | 221498 | 38-42, 42-46, 40-45 | SO69-384240 | 221527 |
| 28-32, 34-38, 30-35 | SO69-283430 | 221500 | 38-42, 44-46, 40-45 | SO69-384440 | 221529 |
| 28-32, 30-34, 35-40 | SO69-283035 | 221497 | 38-42, 40-44, 45-50 | SO69-384045 | 221526 |
| 28-32, 32-36, 35-40 | SO69-283235 | 221499 | 38-42, 42-46, 45-50 | SO69-384245 | 221528 |
| 28-32, 34-38, 35-40 | SO69-283435 | 221501 | 38-42, 44-48, 45-50 | SO69-384445 | 221530 |
| | | | 40-44, 42-46, 40-45 | SO69-404240 | 221531 |
| | | | 40-44, 44-48, 40-45 | SO69-404440 | 221533 |
| | | | 40-44, 46-50, 40-45 | SO69-404640 | 221535 |
| | | | 40-44, 42-46, 45-50 | SO69-404245 | 221532 |
| | | | 40-44, 44-48, 45-50 | SO69-404445 | 221534 |
| | | | 40-44, 46-50, 45-50 | SO69-404645 | 221536 |

Mål og vekt

| Vector | Mål fra-til | Intervall pr. størrelse |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| Setebredde | 20-40 cm | 2cm, økning maks 4cm |
| Setedybde | 22-46 cm | 2cm, økning maks 4cm |
| Rygg høyde | 25-45 cm | 1cm, økning maks 5cm |
| Ryggvinkel | 90° fast rygg | |
| Drivhjul | 20", 22" og 24" | |
| Svinghjul | 4", 5" 5,5", 6" og 7" | |
| Maks brukervekt | 120 kg | |
| Transportvekt | 8 kg | |

Krasjtestet og godkjent i henhold til kravene i ISO 7176-19




Tilbehør – For HMS nr og art. nr. se www.etac.no



Rygg
Vinkelregulerbar, nedfellbar, 80°-120°



Ryggplate, buet
Modell 1 Buetryggm/3dybder, 15, 30 og 50mm, rett toppkant. Avbildet.
Modell 2 Forhøyet utgave av modell 1. Oppgi ønsket ekstra høyde v/bestilling: 10 eller 20cm
Modell 3 Buetryggm/3dybder, 15, 30 og 50mm. Forhøyet toppkant forekstrastabilitet. Gir armene bevegelsesfrihet. Avbildet.



Sidestøtte
Beslag til sidestøtter. Kommer i to størrelser. Putedel til sidestøtter, fire størrelser: 10x7, 10x9, 15x10 og 18x13cm. Oppgis i H x D.



Setepute
Skum 3cm
Skum 5cm




Klesbeskytter
Uten armlener.




Kjørehåndtak
Høyderegulerbare kjørehåndtak, rette håndtak 15 eller 25cm lange.
Høyderegulerbare kjørehåndtak, buede håndtak 15 eller 25cm lang



Abduksjonskloss



Avstiverbøyle
Til rygg.
Nødvendig v/montering av nakkestøtte.



Fotstøtte

Beskrivelse

- Modell 1 Hele fotstøtter. Innvendig feste. Sidehengslet. Legglengde 2,5-30cm.
Modell 2 Hele fotstøtter. Utvendig feste. Sidehengslet. Legglengde 30-46cm.
Modell 3 Delte fotstøtter. Innvendig feste. Sidehengslet. Legglengde 2,5-30cm.
Modell 4 Delte fotstøtter. Utvendig feste. Sidehengslet. Legglengde 30-46cm.



Bremser

- Kneleddsbremser Standard. Avbildet.
Ledsagerbremser For standard, profilerte og lavprofilshjul. Inkl. ledsagerhåndtak.



Fronthjul, terreng

Plast.



Svinghjulsjaffel

Standard Aluminium



Svinghjul

Beskrivelse

- Standard PU Polyuretan, 4", 5" og 6"
Kompakte Standard. 4", 5", 5,5" og 6"
LED-lys PU Polyuretan, transparentm/LED-lys. 4", 5".
Kompakte Aluminium. 4", 5".



Hjulskjerm

Tilbehør - For HMS nr og art. nr. se www.etac.no



Hjul
Lettvekt med trommelbrems



Polstret hoftebelte, Y-modell, 25mm, plastlås

| Beskrivelse | HMS nr. | Art. nr. |
|-------------|---------|-----------|
| Str. 0 | | 3185427-0 |
| Str. 1 | | 3185427-1 |
| Str. 2 | | 3185427-2 |
| Str. 3 | | 3185427-3 |
| Str. 4 | | 3185427-4 |



Trekk drivring
Silikon



5-pkt. sitteseie

| Beskrivelse | HMS nr. | Art. nr. |
|-------------|---------|----------------|
| Str. 1 | 169770 | NO31A3189665-1 |
| Str. 2 | 169771 | NO31A3189665-2 |



Trekk drivring



Neoprenvest

| Beskrivelse | HMS nr. | Art. nr. |
|-------------|---------|----------|
| Str. XXS | 162106 | AI7177 |
| Str. XS | 139875 | AI7176 |
| Str. S | 139874 | AI7175 |
| Str. M | 139873 | AI7152 |
| Str. L | 079664 | AI7151 |



Drivring dobbel
For enhåndsdrift



Sternumvest

| Beskrivelse | HMS nr. | Art. nr. |
|-------------|---------|-----------|
| Str. 0 | 079665 | 3185430-0 |
| Str. 1 | 079666 | 3185430-1 |
| Str. 2 | 079667 | 3185430-2 |



Eikebeskytter
Fås i mange ulike design og farger



Bord
Transparent, plexiglass.
Liten 45x36cm
Medium 59x45cm
Stor 70x50cm



Hodestøtte mod. 1 og 2 BxH

| Beskrivelse | HMS nr. | Art. nr. |
|-----------------|---------|----------|
| Mod. 1, 21x14cm | | SO686121 |
| Mod. 2, 22x19cm | | SO686122 |



Hodestøtte mod. 3 og 4

| Beskrivelse | HMS nr. | Art. nr. |
|-----------------|---------|----------|
| Mod. 3, 22x10cm | | SO686123 |
| Mod. 4, 30x15cm | | SO686224 |



Hodestøtte mod. 5 og 6

| Beskrivelse | HMS nr. | Art. nr. |
|-----------------|---------|----------|
| Mod. 5, 23x12cm | | SO686125 |
| Mod. 6, 27x14cm | | SO686126 |



Sorg Rollstuhltechnik

Vector og Jump Alpha fra produsenten Sorg Rollstuhltechnik i Tyskland er nye rullestoler for barn på det norske markedet. Sorg Rollstuhltechnik er godt etablert i det tyske markedet. Grunnlaget for firmaets somidagheter Sorg Rollstuhltechnik startet i en garasje i Heidelberg for over 30 år siden med egen produksjon av rullestoler til basketballspillere.

"Unique people - unique solutions"

Sorg lager rullestoler med innovativ design og med brukerens behov i fokus. Rullestolene er laget med tanke på å gi best mulige forutsetninger for barnets utvikling og rehabilitering.

Ta kontakt med din lokale selger for
demonstrasjon eller utprøving

*"Etac ønsker at alle mennesker skal ha lik mulighet og frihet
til å skape sin egen hverdag, uavhengig av fysiske forutsetninger."*