

Produktvalsguide

Etac mobila dusch- och toalettstolar



Produkt	Clean	Clean höjjusterbar	Clean 24"	Swift Mobil-2	Swift Mobil Tilt-2	Swift Mobil 24"-2
Kategori	Standard	Höjjusterbar	Självmanövrerad	Standard	Tiltbar	Självmanövrerad
Primära funktioner	Nätt i storlek, lätt att köra och använda Extra hygienisk design, lätt att rengöra Finns med sitsöppning fram och bak Färgalternativ i vitt och lagungrönt	Höjjusterbar sitshöjd Nätt i storlek, lätt att köra och använda Har fler alternativ för fotstöd än standardmodellen Clean.	Lätt att manövrera, lättillgängliga bromshandtag Generöst utrymme framför hjulen underlättar sidoflyttningar Finns med sitsöppning fram och bak Färgalternativ i vitt och lagungrönt	Justerbar sitshöjd, ryggstöd, fotstöd och armstöd Finns i XL-variant för större användare Finns med varianter för optimal passform över vägghängda toaletter	Unik tilt från sidan, möjliggör ögonkontakt mellan användare/vårdgivare Justerbar sitshöjd, ryggstöd, fotstöd, armstöd och huvudstöd Finns i XL-variant för större användare Inkluderar huvudstöd och hälremmar	Bakhjulen positionerade för maximal kontroll Enkla sidoflyttningar med generöst utrymme framför hjulen Justerbar sitshöjd, ryggstöd, fotstöd, armstöd och huvudstöd Finns i XL-variant för större användare
Tillbehör <small>Tillbehören är bara exempel från ett mycket större sortiment. Besök vår webbplats för det kompletta och kontinuerligt uppdaterade utbudet.</small>	Mjuk rygglädsel Mjuksitsar Sittdynor Höft/bröstkämlen Pottor Tvärså	Mjuk rygglädsel Mjuksitsar Sittdynor Höft/bröstkämlen Pottor Valbara fotstöd Tvärså	Mjuk rygglädsel Mjuksitsar Seat covers Hip/chest belts Pans Tvärså	Mjuk rygglädsel Mjuksitsar Höft/bröstkämlen Pottor Valbara fotstöd Tvärså XL-rygg	Mjuk rygglädsel Mjuksitsar Höft/bröstkämlen Pottor Valbara fotstöd Tvärså	Mjuk rygglädsel Mjuksitsar Höft/bröstkämlen Pottor Valbara fotstöd Tvärså XL-rygg
Jämförelsematrix						
Sitsens höjd	44/49/55/60* cm varianter	Justerbar 47,5-60 cm	55 cm	Justerbar 45-60 cm	Justerbar 50-65 cm	Justerbar 45-60 cm
Max användarvikt	130 kg	130 kg	130 kg	160 kg	160 kg	160 kg
XL-variant för större användare	-	-	-	✓	✓	✓
Total bredd (passage genom dörrar)	50 cm	54 cm	67 cm	64 cm	64 cm	74 cm
Fast ryggstöd	✓	✓	✓	-	-	-
Mjukt ryggstöd	Valfri	Valfri	Valfri	✓	✓	✓
Sitsöppning	Öppen bak eller fram	Bak	Öppen bak eller fram	Bak	Bak	Bak
Typ av armstöd	Sidosvängbara	Sidosvängbara	Sidosvängbara	Inställningsbara	Inställningsbara	Inställningsbara
Justerbara armstöd	-	-	-	I höjd och/eller bredd	I höjd och/eller bredd	I höjd och/eller bredd
Typ av fotstöd (alla är höjjusterbara)	En enhet, utfällbart	En enhet, utfällbart	En enhet, utfällbart	Individuella, sidosvängbara	Individuella, sidosvängbara	Individuella, sidosvängbara
Huvudstöd och hälremmar	-	-	-	Valfri	✓	Valfri
Förbättrad passform över vägghängda toaletter	✓	✓	✓	Ja, med modellen upprätt rygg	-	-
Avstånd över toaletten, maximal höjd	40/45/49/54 cm	56 cm	49,5 cm	55 cm	58 cm	57 cm
Frihöjd under sits. Mått inkl bäckengejder, bygger 15 mm.	38,5/43,5/49,5 cm	42-54,5 cm	49,5	42,7-57,5 cm	42,7-57,5 cm	42,7-57,5 cm
Höjd över toaletten, maximal bredd	39 cm	39 cm	39 cm	40 cm	40 cm	40 cm

* 60 cm uppnår man bara med förhöjningsklossar

Produktsidor

Besök www.etac.se för mer information och artikelnummer.

