



Stiegemeyer Quado

Smart og nett sengebord for sykehus og institusjon

 etac®

Stieglmeyer Quado

Innovativt og plassbesparende sengebord med mange funksjoner.



Quado er et nett og plassbesparende sengebord for sykehus og institusjon.

Skuff og oppbevaringsrom er tilgjengelig fra begge sider, slik at bordet fint kan brukes på valgfri side av sengen. Bordet kan hektes på sengen ved for eksempel bytte av rom. Når det ikke er i bruk, kan spiseplaten felles ned og sengebordet opptar minimalt med plass.

Quado er stabilt, og spiseplaten tåler en belastning på opptil 15 kg.

Rengjøring

Med sine rene, helstøpte flater i PP-plast og en ramme i overflatebehandlet stål, er bordet enkelt å rengjøre både manuelt eller i en sengevaskemaskin. Materialene i bordet tåler rengjøring meget godt.

Ved daglig rengjøring tørkes nattbordet enkelt av med standard rengjøringsmidler eller desinfeksjonsmidler. Om det er behov for mer omfattende rengjøring er det praktisk at Quado kan vaskes i sengevaskemaskin.

Spesifikasjoner

Artikkelnummer	ST275418
Utvendige mål	56,4x44,6
Høydejustering spiseplate	85-115 cm
Spiseplate, mål	41x58 cm
Spiseplate, maks belastning	35-45 cm
Totalbredde	92x44,6x89,6x119,6 cm
Totalvekt	25 kg
Hjul	65 mm doble hjul med brems



Scan QR-koden for å se en kort film om Quados muligheter og funksjoner.

Egenskaper



Enkelt å lagre og frakte

Quado er lite og nett, og tar liten plass ved lagring. Bordene kan skyves inntil hverandre slik som handlevogner i butikken.



Høydejustering

Spiseplaten er høydejusterbar fra 85-115 cm. Høyden justeres enkelt ved hjelp av knappene på toppen av nattbordet.



Smarte funksjoner

Sengebordet kan leveres med mange funksjonelle tilvalg, for eksempel dokumentmappe, feste for ladekabel og låsbar skuff.



Plassbesparende

Når spiseplaten er felt ned langs bordet, tar det minimalt med plass. Dette er en fordel i små rom.



Opp- og nedfellbar spiseplate

Spiseplaten kan lett felles opp og ned etter behov.



Praktisk ved forflytning

Sengebordet kan henges på sengegavlen. Dette er praktisk hvis bordet skal følge pasienten til et annet rom.



Nattbordet kan vaskes i sengevaskemaskin. Enten enkeltvis eller med flere sengebord stablet sammen.

Bordet kan også være heftet på sengen i sengegavlen.

“Vi i Etac ønsker at alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv og følge sine drømmer, uavhengig av fysiske omstendigheter.”

For nyheter og løpende produktoppdateringer - besøk www.etac.no