



R82[®]

R82 Scallop

En enkel, bärbar och flexibel sits

Scallop


Scallop är en enkel och bärbar sits för en aktiv vardag oavsett aktivitet. Tack vare en extremt låg vikt kan den tas med överallt utan problem.

Det handlar om att vara delaktig

Föreställ dig att hela familjen sitter tillsammans.

Vi känner alla igen den sköna känslan av att vara tillsammans med vänner och familj, oavsett om det är vid matbordet, i tv-soffan eller i skolan. Dessvärre kan det vara svårt att hitta sittplats till ett barn med speciella behov. Här kommer Scallop in i bilden.

Scallop är en unik sits, som fokuserar på tre faktorer: Enkel, bärbar och flexibel. Den är en bra lösning för de som har behov av extra stöd när de sitter på golvet/marken eller på en stol. Sitsen är lätt och smart och gör det möjligt för användaren att delta i vardagliga aktiviteter tillsammans med hela familjen. Scallop kan användas till olika åldersgrupper och många olika aktiviteter.



En storlek för alla!

För att täcka alla behov har vi utvecklat en sits som passar till alla. Scallop finns i fyra storlekar och passar både spädbarn, barn och ungdomar. Den finns i ett utföranden och två vändbara färger, röd & blå.

Dynorna kan tas bort från skalet och maskintvättas i 60 grader. Scallop väger mindre än 2 kg och är en bekväm och lätt sits som inte kompromissar när det gäller komfort.

Detaljer



Bekväm position

Genom att enkelt justera kardborrebanden under skalet, kan flera bekväma sittställningar uppnås.




Låg vikt

Sitsen väger under 2 kg och är lätt att ta med på resan. Du kan enkelt bära den med dig genom att använda de två bärhandtagen.



Enkel att fästa på stol

Sitsen fästs enkelt på en stol med två remmar, för att ge barnet möjlighet att delta i dagliga aktiviteter, som att sitta med vid matbordet.



Avtagbar dyna

Dynan finns i två vändbara färger och kan enkelt tas bort från skalet och maskintvättas i 60 grader.

Vad erbjuder Scallop?

Scallop är utvecklad tillsammans med användare och familjer med fokus på att:

- Göra det möjligt att sitta med lite stöd
- Ge användaren möjlighet att sitta vid matbordet på en vanlig stol
- Ge sensomotorisk stimuli
- Främja en bättre sittposition
- Öka den posturala kontrollen
- Stödja den sittande ställningen på ett tidigt stadium
- Sluta sig om överkroppen när användaren lutar sig bakåt, vilket ger stabilitet och trygghet
- Stimulera sittbalansen
- Främja aktivt deltagande
- Hanteras enkelt och tas med tack vare bärhandtag och låg vikt

För vem passar Scallop?

Detta är en produkt lämplig till barn med GMFCS NIVÅ 1-3*, barn som har behov av lite extra hjälp när de sitter på golvet/marken eller på en stol. Scallop är också fantastisk till barn med inlärningssvårigheter såsom autism, där sitsen ger känslomässig stimulering. Detta bidrar till att barnet känner lugn och således kan slappna av och koncentrera sig när de sitter i sitsen.

Tack vare den extremt låga vikten kan Scallop tas med överallt utan problem. Scallop är den perfekta, enkla, bärbara lösningen oavsett om ni skall på picknick i parken, till stranden, besöka vänner eller äta på restaurang.






Det ska vara enkelt


Scallop är utvecklad med fokus på att det skall vara enkelt. Sitsen består av ett flexibelt skal, som ger stabilitet utan att förhindra rörelse, och hålls ihop med kardborreband. Scallop levereras med en behaglig och smart vändbar dyna, två remmar, två bärhandtag, ett bälte och sits- /ryggkil. Det är enkelt!

Standard

- Kardborreband för justering av skalet
- Avtagbara dynor för enkel rengöring
- 3-punktsele till storlek 1 och 2
- 2-punktsele till storlek 3 och 4
- Två remmar för fastsättning på stol
- Två bärhandtag, så sitsen lätt kan tas med
- Sits- /ryggkil som ger extra komfort



Röd/Blå vändbar dyna



Standard Scallop storlek 1 och 2.



Standard Scallop storlek 3 och 4.



Skal



Dyna, vändbar och tvåfärgad



3-punktsele för storlek 1 och 2



2-punktsele för storlek 3 och 4



2 remmar för fastsättning



2 bärhandtag



Sits- /ryggkil

Beställ Scallop i rätt storlek

Scallop finns i fyra storlekar. Det är viktigt att du väljer rätt storlek på din Scallop. Se översikten nedan för att hitta rätt storlek av Scallop, utifrån användarens mått.

Mått, vikt och artikelnummer

Mått		Storlek 1	Storlek 2	Storlek 3	Storlek 4
 Höftbredd		150–210 mm	210–240 mm	240–270 mm	270–380 mm
 Rygghöjd		330–380 mm	380–420 mm	420–470 mm	470 + mm
 Max brukar-/ lastvikt		15 kg	22 kg	29 kg	70 kg
 Vikt		0,60 kg	0,78 kg	1 kg	1,44 kg
Art.nr		31991051-1CR21F	31991051-2CR21F	31991051-3R21F	31991051-4R21F



Etac är en världsledande utvecklare och leverantör av ergonomiska hjälpmedel och hjälpmedel för patientförflyttningar och lyft. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök www.etac.se

Etac Sverige AB

☎ 0371-58 73 00

✉ info@etac.se

🌐 www.etac.se

 **etac**®
Creating Possibilities