



Sjøbloms standard  
undersøkellesbenk

 etac®

# Sjøblom standard undersøkelsesbenk

## Todelt undersøkelsesbenk

Undersøkelsesbenken er designet i samarbeid med pleiepersonell, med fokus på funksjonalitet, brukervennlighet, pasientkomfort og kvalitet. Den finnes i flere forskjellige utførelser for å kunne tilgodese ulike virksomheters behov.

Benken kan fås med:

- Forkrommet (standard) eller hvitlakkert understell.
- Hydraulisk eller elektrisk høyderregulering. Den elektriske kan fås med 1-3 motorer.
- Sjøkkleie, standard
- Gassylinder (standard) eller elektrisk motor for regulering av ryggstøtte og sjøkkleie.
- Individuelt låsbare (standard) eller sentrallåste hjul.
- Ulike bredder, med 70 cm som standard.
- Ulike farger på trekket for å kunne matche rommets farger.
- Ett stort tilbehørsprogram

Understellet er konstruert i en kraftig utførelse, og har fire løftepunkter, noe som gjør benken stabil og trygg.

Liggeflatens avviserramme beskytter polsteret mot støt og er konstruert slik at det ikke er noe klemfare.



Benken har god tilt på sjøkkleie og kontrollen til gassylinderen sitter lett tilgjengelig ved fotenden. Motor til sjøkkleie og ryggstøtte fins som tilbehør, og reguleres enkelt med fot- eller håndkontroll.

Stabil konstruksjon gjør at pasienten uten problemer kan sitte lengst ut på benken uten problemer.

Papirrullholderen og avriveren inngår (avriveren holder dessuten papiret på plass). Plastdekselet forenkler rengjøring og har en integrert skuff til forvaring.

Ryggstøtten og sjokkleie reguleres trinnløst med gass sylindere (standard) som har lett tilgjengelige kontroller. En elektrisk regulerbar ryggstøtte (tilbehør) er til sin fordel i virkson\mheter der mange justeringer av ryggstøtten forekommer. Selv sjokkleie kan monteres med el motor.

Høyderegulering kan gå fra et lavt til et høyt leie, noe som gir personalet gode forutsetninger for å stille inn riktig ergonomisk arbeidsstilling og forenkler også pasientens på- og avstigning.

Hydraulikkpumpen, som er lettpumpet, reguleres med fotpedal på begge sider av benken.

Motorenes drivenhet kobles til vanlig strømuttak 220-240 V. Motorer og kontroller har 24 V via drivenheten. Batteri back-up fås som tilbehør. Velg mellom håndkontroll (standard) eller fotkontroll. Kan også fås med doble kontroller.

Polsteret av skumplast er kledd med høykvalitets skai og gir en god liggekomfort, vel anpasset til undersøkelser. Trekk finnes i et stort utvalg av farger.

Hjulene er lettrillende. To individuelt låsbare hjul, ett med retningssperre og ett hjul uten brems. 125 mm hjul er standard. De sentrallåste hjulene (tilbehør) kan fås i hvit design. Disse kan låses fra begge sider av benken. Samtlige fire hjul låses med et pedaltrykk. Fotpedalen som styrer retningssperren, sitter ved fotenden.



Nedsenket til laveste leie blir benken veldig lav, og sammen med en ren konstruksjon forenkler dette for pasientens på- og avstigning fra en rullestol, pasientvogn eller lignende.



Ved at benken kan reguleres fra det veldig lave leiet til et veldig høyt leie, gir det personalet gode forutsetninger for en riktig ergonomisk arbeidsstilling.

## Undersøkelsesbenk standard, to-delt



	Art. nr.	Art. nr.
Standard utførelse, krommet	Hydraulisk	Elektrisk
Med sjokkleie og hjul	SJ010-8051	SJ011-8051
Med sjokkleie, hjul og sentralbrems	SJ010-8551	SJ011-8551



### Tilbehør

Tilbehør	Art. nr.
Hvitlakkert understell*	SJ010-0000
Nakkepute	SJ010-0100
Sentrallåste hjul*	SJ010-8055
Hvite sentrallåste hjul*	SJ010-8057
Sidegrinder* par	SJ010-8070
Infusjonsstativ	SJ010-8080
Polster m/hull til ansiktet	SJ010-8100
Batteridrift*	SJ010-8201
Håndkontroll, en motor	SJ010-8202
Håndkontroll, to motorer	SJ010-8203
Håndkontroll, tre motorer	SJ010-8204
Fotkontroll, en motor	SJ010-8205
Fotkontroll, to motorer	SJ010-8206
Fotkontroll, tre motorer	SJ010-8207
Adapter, doble kontroller*	SJ010-8208
60 cm bredde*	SJ010-8600
80 cm bredde*	SJ010-8800
90 cm bredde*	SJ010-8900
Tilbehørsskiner, bendelen*	SJ010-8060
Tilbehørsskiner, ryggstøtten*	SJ010-8061
Armstøtte**	SJ010-8072
Sentrallås fra hodeenden*	SJ010-8058
Sentrallås fra begge sider*	SJ010-8059
Elektrisk regulerbar ryggstøtte	SJ010-8525
Elektrisk regulerbart sjokkleie	SJ010-8535

\* Kan ikke etterbestilles

\*\* Krever tilbehørsskinne



### Mål

Lengde	195 cm
Bredde	70 cm (std), 60, 80 eller 90 cm
Høyde	53-91 cm
Ryggstøtte	75 cm
Ryggstøttevinkel	+64°
Sjokkleievinkel	-14°
Vekt	65 kg
Maks brukervekt	200 kg

