

Sjøblom ultralydbenk

Elektrisk eller hydraulisk hev- og senkbar. Designet for undersøkelse av hjerte i samarbeid med pleiepersonell for best mulig komfort for pasient, brukervennlighet og ergonomi.

Understell

Forkrommet helsveiset stålrør av høyeste kvalitet. Kan også bestilles som hvitlakkert. Stabil konstruksjon med fire løftepunkter. Kan senkes langt ned og høyt opp, noe som gir gode innstillingsmuligheter for riktig arbeidsstilling, og gjør det enklere for pasienten på- og avstigning. Papirrullholder følger med som standard.

Luke for hjerteundersøkelse

Vris enkelt unna for undersøkelse av hjertet, og festes under ryggstøtten.

Ryggdelen

Gir støtte for pasientens rygg, innstillbar i vinkel- lengde og dybde.

Hjul

Fire 125 mm hjul, hvor to er låsbare, ett har retningssperre, og ett er ulåsbart.

Sentrallås av hjul finnes som tilbehør.

Ryggstøtte og sjokkleie

Reuleres trinnløst med gass sylinder. Den elektrisk regulerbare benken har som tilbehør, elektrisk regulering av ryggstøtten.

Polster

Av skumplast med høy liggekomfort, trekk i skai. Lyseblå, beige og eggskallhvite er våre standard farger. Vi har også et stort antall andre farger, for å kunne matche rommet det skal brukes i. Liggeflatens ramme beskytter polsteret fra støt.

Plastdeksel

Integrert skuff til forvaring. Utformingen gjør det enkelt å komme til ved rengjøring.

Motor

220-240 V/24V. Håndkontroll er standard. Fotpedal finnes som tilbehør. Urustet med nettskifter/strømfri kobling, som frilegger motoren når den ikke er i bruk, og dermed forstyrrer den ikke andre apparater. Kan innhentes med batteri back-up.

Hydraulisk pumpe

Reguleres med fotpedal.



011-8251 m/tilbehør ryggplate



Tilbehør Nakkepute

Positioner



Mål		Produkt	Art. nr.
Lengde	200 cm	Hydraulisk hev/senkbar	SJ010-8251
Bredde	70 cm	Elektrisk hev/senkbar	SJ011-8251
Høyde	53-91 cm		
Ryggstøtte	75 cm	Tilbehør	
Ryggstøttevinkel	+68°	Hvitlakkert understell	SJ010-0000
Sjokkleievinkel	-14°	Nakkepute	SJ010-0100
Vekt	68 kg	Sentrallås av hjul	SJ010-8055
		Ryggdel	SJ010-8260

Sjøblom ultralydbenk

etac®