



Etac Socky

Strumppådragare

 etac®

Strumppådragare Socky

Socky är en serie produkter som underlättar att ta på sig strumpor och sockor trots begränsad rörlighet. Strumppådragarna är utmärkta för personer med rygg-, höft- eller knäledsproblem. Vi har tre modeller, med lite olika funktioner som alla är lätta att använda.

För bästa resultat gör så här:



1.

Dra upp strumpan ordentligt och över krokarna



2.

Placera snörena bakom vaden



3.

Dra upp



Instruktionsvideos finns på etac.se

Småhjälpmedel Strumppådragare Etac Socky

Socky strumppådragare

Art. nr

| | |
|--------------------------------|------------|
| Kort | 80601002-2 |
| Lång | 80601001-2 |
| Stöd- och kompressionsstrumpor | 80601003-2 |

Material

Tyg: Polyester, plastdelar: Polypropen

Vikt och längd

Kort Vikt: 94 g Längd: 40 cm

Lång Vikt: 146 g Längd: 60 cm

Stöd- och kompression Vikt: 90 g Längd: 100 cm

Design

HM Center

Rengöring



Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 eller med 70% desinfektionssprit.





Socky strumppådragare kort

Strumppådragare Socky kort kan användas för att ta på korta och långa strumpor och sockor. Den är liten och smidig och därför lätt att bära med sig. Strumpan glider över nylontyget, som sedan enkelt träs över foten.



Socky strumppådragare lång

Strumppådragare Socky lång gör det enkelt att ta på sig korta och långa strumpor och sockor. Plastskivan glider lätt på alla golv och har ett grepp som underlättar när man drar upp strumpan.



Stödstrumppådragare Socky för stöd- och kompressionsstrumpor

Strumppådragaren är utformad för att passa stödstrumpor i olika längder och utföranden. Den har rejäla draghandtag och underlättar även för anhörig, hjälpare och vårdpersonal.





“Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com www.etac.se

 **etac**[®]
Creating Possibilities