



Stingray i-Light Swing-out

Veilig en comfortabel onderweg

Wil je je kind op de veiligste manier vervoeren, volgens de nieuwste normen? De Stingray i-Light Swing-out is een betrouwbare oplossing. Deze nieuwe autostoel voldoet aan de nieuwste verplichte R129/04 richtlijn, wat betekent dat het dezelfde veiligheid biedt als reguliere autostoelen maar met meer ondersteuning en instelmogelijkheden.

Maximale bescherming

Autostoelen met de R129/04 keuring zijn veel uitgebreider en strenger getest en bieden meer bescherming. Ook zijn testen op zijwaartse botsingen verplicht. Zo ben je verzekerd van maximale veiligheid voor je kind.

De juiste maat en ondersteuning

De Stingray i-Light Swing-out heeft verstelbare zitkuipen die in vier maten beschikbaar zijn en verschillende positioneringsopties bieden. Maat 1 en 2 hebben een geïntegreerde kantelverstelling, voor maat 3 en 4 kunnen compensatiekussens gebruikt worden. Met deze compensatiekussens kun je de stoel achterover kantelen, zodat de zwaartekracht 'helpt' om de houding van je kind te behouden tijdens de autorit.




Makkelijk in gebruik en uitdraaibaar

Dankzij de uitdraaibare zitkuip en de lichtgewicht aluminium Isofix-basis is de Stingray i-Light Swing-out praktisch in het dagelijks gebruik. Het autostoeltje is geschikt om te gebruiken in meerdere auto's en is eenvoudig te (de)monteren. De autostoel draait uit de auto wat helpt om je kind makkelijker in en uit de auto te tillen.

NIEUW

ECE R129/04
Gecertificeerd

i-size
universal
ISOFIX



Stingray i-Light Swing-out

- ✓ Goedgekeurd volgens de verplichte en nieuwste R129/04 richtlijn
- ✓ Officieel certificaat met nummer: 040315S
- ✓ Net zo veilig als goedgekeurde reguliere autostoelen



Top tether band voor bevestiging aan de achterbank (maat 1, 2)

Rughoogteverstelling inclusief de schouderbanden en side-impact hoofdsteun

Rehaped voor bevestiging om de autogordel, voor extra hoofd en kin bescherming. (maat 3, 4)

Zitdiepteinstelling en instelbare bovenbeensteunen voor de zitbreedte

Instelbare zijsteunen

Optionele compensatiekussens voor maat 3 en 4 om de stoel nog meer te kantelen.

Maat 1 en 2 hebben een geïntegreerde kantelverstelling.

Eenvoudig te voorzien van nieuwe hoezen en banden

De stoel beweegt tijdens het uitdraaien naar buiten waardoor kinderen makkelijker in en uit de auto gezet kunnen worden.



Maatvoering:

	Maat 1	Maat 2	Maat 3	Maat 4
Zitbreedte:	20-22 cm*	22-25 cm*	23-30 cm*	30-38 cm*
Zitdiepte:	17-24 cm	21-28 cm	27-34 cm	29-36 cm
Schouderhoogte:	29-37 cm	30-39 cm	34-44 cm	38-53 cm
Zithoekinstelling:	0° - 28°	0° - 28°	-	-
Framebreedte:	44 cm	44 cm	51 cm	51 cm
Maximaal gebruikersgewicht:	18 kg	18 kg	36 kg	36 kg
Lengte van kind:	76-87 cm	87-105 cm	105-125 cm	125-150 cm
Gewicht module en base:	15 kg	15 kg	17 kg	17 kg

* Met bekkensteunen

Etac

+31 (0)513 68 16 86

contact.nl@etac.com

www.etac.nl

etac[®]
Creating Possibilities