

# Immedia SupportBelt

## Vårdbälte med handtag

Immedia SupportBelt används som stöd och hjälp vid aktivering och förflyttning. De diagonala handtagen ger vårdaren ett ergonomiskt grepp.

Immedia SupportBelt är ett bra hjälpmedel när man ska hjälpa patienten att resa sig upp eller sätta sig, erbjuda stöd vid gång eller hjälpa till vid förflyttning mellan säng och rullstol, stol etc. Immedia SupportBelt har antihalkmaterial på insidan och ett reglerbart spänne.

### Användningsområden

- Stöd när en patient ska ställa sig/sätta sig
- Stöd vid gåträning
- Stöd vid förflyttning mellan säng, rullstol, stol etc.
- Stöd vid förflyttning från rullstol till toalettstol



### Beskrivning

#### Immedia SupportBelt vårdbälte

		Midje-/höftlinje (cm)	Art.nr
SupportBelt XXS	Rosa etikett, 4 handtag, 9x90 cm	45-90	IM8009009
SupportBelt XS	Ljusblå etikett, 4 handtag, 9x105 cm	60-105	IM8010509
SupportBelt S	Röd etikett, 4 handtag, 13x105 cm	60-105	IM8010513
SupportBelt M	Gul etikett, 6 handtag, 13x130 cm	85-130	IM8013013
SupportBelt L	Grön etikett, 8 handtag, 13x150 cm	110-150	IM8015013
SupportBelt XL	Blå etikett, 10 handtag, 15x170 cm	145-170	IM8017015

### Specifikationer

**Utsida:** nylon

**Insida:** nylon

**Polstring:** polyetylen

**Handtag:** polyesterband med polypropylen

**Bältesspänne:** acetal, nylon

**Max. brukarvikt:** 150 kg



#### Tvättråd

Maskintvätt 80°C. Torktumling låg temperatur. Ingen strykning. Tål ej kemtvätt. Ingen klorblekning. Torkning. Använd inte sköljmedel eller klorin.

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: [www.etac.se](http://www.etac.se)