



## R82 Swan

En hygienstol för funktion,  
säkerhet och komfort.

 **etac**<sup>®</sup>

# R82 Swan

Swan är en klassisk hygienstol som med sin utformning och inställningsmöjlighet ger optimal funktion, säkerhet och komfort.

## Flera olika storlekar

Swan levereras i sex storlekar. Storlek 2 och 3 är smal över axlarna medan storlek 4, 5, 6 och 7 har mer bredd, fler hål för selar samt avtagbart, högt stänkskydd. Swan har ett brett tillbehörsprogram vilket gör att den enkelt kan anpassas individuellt.



Swan stl 2-3



Swan stl 4-7

## Standardutförande

Hygienstol Swan		Art.nr	Abduktionskloss
Stl 2		3187002-N	Stl. 2-3: Inbyggd, glasfiber.
Stl 3		3187003-N	
Stl 4		3187044	<b>Potthållare</b>
Stl 5		3187045	Lackad metall.
Stl 6		3187046	
Stl 7		3187047	
<b>Chassi</b>			<b>Hjul</b>
Rostfritt och pulverlackerat stål.			Vita plasthjul 75 mm.
<b>Sitsenhet</b>			<b>Bromsar</b>
Glasfiber, kan fällas steglöst.			Samtliga hjul är låsbara.
<b>Stänkskydd</b>			<b>Färg</b>
Stl. 4-7: Avtagbart, formgjuten plast, överdel i PUR.			Vit.
			<b>CE</b>

## Detaljer



### Vinkling av sittenhets

Sittenhetsen kan vinklas 20°.



### Höjjustering

Swan kan höjjusteras för att passa de flesta toaletter.



### Anatomisk form

Swan har en noggrant utformad form som följer användarens konturer för förbättrad stabilitet och komfort.







### Hållare för potta

För användning i eller utanför badrummet.

## Mått och vikt

Mått	Storlek 2	Storlek 3	Storlek 4	Storlek 5	Storlek 6	Storlek 7
Sitsbredd (A)	20 cm	23 cm	25 cm	30 cm	34 cm	41 cm
Sitsbredd, främre (A1)	30 cm	34 cm	36 cm	38 cm	43 cm	48 cm
Sitsdjup (B)	27 cm	32.5 cm	32.5 cm	38 cm	46 cm	46 cm
Rygg höjd (C)	38 cm	42 cm	40 cm	48 cm	57 cm	57 cm
Sitshöjd med hjul (E)	37–53 cm	48–64 cm	48–64 cm	48–64 cm	48–64 cm	48–64 cm
Sitshöjd utan hjul (E)	28–44 cm	39–55 cm	39–55 cm	39–55 cm	39–55 cm	39–55 cm
Ryggbredd vid axlar (F)	22.5 cm	25 cm	31 cm	39 cm	46 cm	49 cm
Sitsbredd, bakre (F1)	24 cm	25.5 cm	28 cm	31 cm	35.5 cm	43 cm
Bredd, med hjul (G)	49.5 cm	53.5 cm	53.5 cm	53.5 cm	57.5 cm	65.5 cm
Bredd, utan hjul	46 cm	50 cm	50 cm	50 cm	54 cm	62 cm
Längd, med hjul (H)	46 cm	57 cm	57 cm	57 cm	62 cm	62 cm
Längd, utan hjul	39 cm	50 cm	50 cm	50 cm	55 cm	55 cm
Höjd med hjul (I)	68–84 cm	79–95 cm	71–87 cm	78–94 cm	86–102 cm	86–102 cm
Höjd utan hjul	59–75 cm	70–86 cm	62–78 cm	69–85 cm	77–93 cm	77–93 cm
Vikt	8 kg	9.5 kg	8.5 kg	9.5 kg	10.5 kg	11.5 kg
Max brukar-/lastvikt	30 kg	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg	110 kg
Intimurtag	10.5x15.5 cm	12x19.5 cm	12.5x19 cm	15.5x25 cm	15.5x32.5 cm	15.5x31 cm
Vinkling	18°	18°	27°	22°	20°	20°



## Tillbehör



### Huvudstöd

För korrekt placering och stöd av huvudet vid tiltning.

För alternativ, se vår hemsida [www.etac.se](http://www.etac.se).



### Underarmsstöd, vit ABS-plast

För stöd av överarmen.

Stl. 1-2	55x36 cm (BxD)	3187032
Stl. 3-5	60x41 cm (BxD)	3187034
Stl. 6	63x46 cm (BxD)	3187036



### Polstringsdyna stl 2

Smutsavvisande klädsel. Enkel att rengöra.

Stl. 2 3187102



### Underarmsstöd, trä

För stöd av överarmen.

Stl. 7 66x45 cm (BxD) 3187037



### Polstringsdyna, stl 3-7

Smutsavvisande klädsel. Enkel att rengöra.

Stl. 3	3187113
Stl. 4	3187114
Stl. 5	3187115
Stl. 6	3187116
Stl. 7	3187117



### Potta

Exkl hållare. För Swan tillverkade före februari 2009 krävs Potta med ombyggnadskit.

Stl. 1-4	31112401
Stl. 5	31880129
Stl. 6-7	31880130
Ombyggnadskit för äldre Swan	3187211

För fler tillbehör – besök [etac.se](http://etac.se)



För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: [www.etac.se](http://www.etac.se)