

R82[®]
by Etac



Swan Curo

Douche- en toiletstoel voor extra
comfort en gebruiksgemak

 **etac**[®]

Een comfortabele badkamer ervaring met de Swan Curo

De Swan Curo is een verrijdbare douche- en toiletstoel met diverse functionaliteiten die veel gemak biedt voor kinderen en verzorgers. Het geeft kinderen en jongvolwassenen met een beperking een comfortabele, ontspannen en hygiënische toilet en douche ervaring.

Gemakkelijk in gebruik

De Swan Curo heeft een minimalistisch design en een kleine 'voetafdruk'. De douche- en toiletstoel is daardoor geschikt is voor verschillende badkamers, groot en klein. Het zitkuipje heeft een glad oppervlak, waardoor het voor de zorgverlener eenvoudig is om schoon te maken. Dankzij de zwenkwielen kun je gemakkelijk een transfer maken vanaf bijvoorbeeld het bed naar de badkamer.



Bevordert zelfzorg

Met de Swan Curo kunnen dagelijkse toiletactiviteiten en basisvaardigheden getraind worden. Dit heeft een positief effect op de dagelijkse zorg van de zorgverlener. Ook de zelfstandigheid en waardigheid van het kind worden positief beïnvloed.



Individuele aanpassing

De positionering van het kind is eenvoudig door de kantelverstelling middels een gasveer en de instelbare voetensteun. Het frame is in hoogte instelbaar waarmee de stoel op de juiste hoogte gezet kan worden voor de zorgverlener of het toilet.



Comfort & ondersteuning

De zitkuip is zorgvuldig ontworpen om het kind veilig te omsluiten. De zachte en waterbestendige PU polstering zorgt voor extra comfort. Voor extra ondersteuning zijn er fixaties en hoofdsteunen beschikbaar.



Een complete douche- en toiletstoel

Elk kind is anders en heeft andere behoeftes. Er zijn daarom diverse accessoires beschikbaar voor extra ondersteuning en comfort. Bekijk het complete assortiment op: www.r82.nl/swancuro

Kantelverstelling met gasveer

De gasveer zorgt voor een soepele kanteling en vermindert de werklust voor de verzorger bij het veranderen van de stand van de stoel.

Hoofdsteun

Er zijn diverse hoofdsteunen beschikbaar voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben.

Gebruiksvriendelijk

De Swan Curo is zeer gebruiksvriendelijk en lichtgewicht. De stoel is gemakkelijk te bedienen en schoon te maken.

Fixaties

Gebruik fixaties om de rompositie te handhaven en te helpen het bekken stabiel te houden.

Werkblad

Het werkblad is ideaal voor verschillende badkamer activiteiten. Het biedt ondersteuning voor de bovenarmen en helpt het kind een rechte houding te houden.

PU polstering

De zachte en waterbestendige PU-polstering biedt extra comfort voor het kind. De polstering is eenvoudig te bevestigen en los te maken en makkelijk schoon te maken.

Spatschermen

Er zijn twee verschillende spatschermen verkrijgbaar: een hoge en lage variant.

Wielen met rem

Vanwege veiligheidsredenen is de stoel voorzien van zwenkwielen die vast gezet kunnen worden. Grotere zwenkwielen zijn verkrijgbaar als accessoire.

Hoogte instelbaar

Het frame is in hoogte instelbaar en is daardoor geschikt voor een breed scala aan toiletten.







Voetensteun

De bevestigingsplaat en voetenstang zijn in hoek verstelbaar, hierdoor is de voetensteun gemakkelijk aan te passen.



Voor elk kind de juiste maat

Bij het kiezen van de juiste maat is het belangrijk om de maten van het kind te verzamelen en ook de toilet- en badkameromgeving goed op te meten. De Swan Curo is beschikbaar in vier maten.

	Maat 1 Zonder zwenkwielen	Maat 1 Met zwenkwielen	Maat 2 Met zwenkwielen	Maat 3 Met zwenkwielen	Maat 4 Met zwenkwielen
 Effectieve zitbreedte	220 mm	220 mm	260 mm	320 mm	410 mm
 Effectieve zitdiepte	265 mm	265 mm	310 mm	400 mm	450 mm
 Hoogte rugleuning	380 mm	380 mm	470 mm	525 mm	600 mm
 Max. gebruikersgewicht	35 kg	35 kg	60 kg	85 kg	110 kg
 Hoek van het zitvlak	0° - 20°	0° - 20°	0° - 20°	0° - 20°	0° - 19°
 Lengte	400 mm	495 mm	625 mm	680 mm	680 mm
 Breedte	460 mm	500 mm	530 mm	580 mm	655 mm
 Totale hoogte	670 - 830 mm	760 - 920 mm	960 - 1120 mm	990 - 1150 mm	1060 - 1220 mm
 Gewicht	7,50 kg	8,50 kg	10,50 kg	11,75 kg	12,75 kg

Voor verdere maatvoeringen kijk op onze website. Maat 2, 3 en 4 zijn altijd met zwenkwielen.

De maatvoering van de nieuwe Swan Curo ten opzichte van zijn voorganger de Swan:

Maatvoeringen						
Swan Curo	Maat 1		Maat 2	Maat 3		Maat 4
Swan	Maat 2	Maat 3	Maat 4	Maat 5	Maat 6	Maat 7

Effectieve zitbreedte(mm)	
Swan Curo	Swan
220	200
	230
260	250
320	300
	340
410	410

Effectieve zitdiepte(mm)	
Swan Curo	Swan
265	270
	325
310	325
400	380
	460
450	460

Hoogte rug	
Swan Curo	Swan
380	380
	420
470	400
525	480
	570
600	570

Meer weten?

Kijk voor meer informatie en beschikbare accessoires op: www.R82.nl/swancuro