

TOPRO TAURUS H Premium

Sikkert og stødig hydraulisk gåbord med håndbrems

TOPRO Taurus H Premium gir optimal støtte til brukere med redusert bevegelighet. Stødig og trygt gåbord til bruk i hjemmemiljø eller på institusjon. Taurus H Premium har hydraulisk høydejustering, fotbrems på alle fire hjul, kjøre- og parkeringsbrems på begge håndtakene og retningslås på bakhjulene.

- TOPRO Taurus H Premium er et allsidig ganghjelpemiddel som enkelt kan tilpasses brukeren ved hjelp av hydraulisk høydejustering. **Justerbare underarmsstøtter** og et stort utvalg av tilbehør forbedrer funksjonaliteten ytterligere og gjør den til det ideelle ganghjelpemiddelet.



Kjøre- og parkeringsbrems på samme hendel på begge håndtak.

- **Justeres enkelt** etter brukerens ergonomiske behov – særlig med tanke på høyde, men også kroppsstørrelse og plassering av armer.
- Kan brukes som støtte til å komme seg opp fra sengen eller en stol.
- **Håndtakene kan justeres** til ønsket posisjon.
- **Sklisikre hjul** for enkel og trygg manøvrering. Alle fire hjul er utstyrt med fotbrems.
- Med sin hydrauliske høydejustering kan gåbordet brukes i dusjen.
- **Svingen på bakhjulene låses.** Farten tilpasses enkelt med **kjørebremsen på håndtaket**.
- **Høyt nok også for brukere** opptil 210 cm og tåler en brukervekt på opptil 150 kg.



Trinnløs høydejustering med nummerert skala.



Tekniske data

	Type	H (hydraulisk)
Anbefalt brukerhøyde		140–210 cm
Maksimal brukervekt		150 kg
Høyde underarmsstøtter		86,5–132 cm
Avstand mellom støttepunktene		34–47 cm
Lengde underarmsstøtter		34 cm
Håndtak		Runde, Ø 3,5 cm
Svingradius		91 cm
Hjuldiameter		12,5 cm
Hjulbredde		3,1 cm
Bredde foran, innvendig mål		48 cm
Bredde foran, utvendig mål		57 cm
Bredde bak, innvendig mål		57 cm
Bredde bak, utvendig mål		66 cm
Produktvekt		18 kg
Bruksområde		Innendørs
Art. nr.		814787