

Immedia TransferMattress

Polstrad glidmadrass för liggande förflyttning

Immedia TransferMattress underlättar vid liggande förflyttning mellan två liggplatser, till exempel mellan sängar, mellan säng och duschvagn, säng och röntgenbord etc. Kan även användas vid vändning i säng, exempelvis från ryggläge till magläge. Immedia TransferMattress är tillverkad i ett mjukt, polstrat material av bomull/polyester och finns i två bredder: 60 cm och 70 cm.



Den polstade TransferMattress ger en mjuk och bekväm liggande förflyttning.

Användningsområden

- Mellan sängar
- Mellan säng och duschvagn
- Mellan säng och bår, röntgenbord, operationsbord
- Vändning i säng

Kombineras med överdrag

Immedia TransferMattress kan kompletteras med ett överdrag i vattentät nylon eller med ett engångsöverdrag. Immedia TransferMattress får inte användas om det finns ett glapp mellan de två liggplatserna.

Tillbehör



Nylonöverdrag

Immedia TransferMattress bred kan kombineras med ett vattentätt nylonöverdrag.

Beskrivning	B x L	Art.nr	Specifikationer
Immedia TransferMattress tubformad	(cm)		TransferMattress:
Smal	60 x 195	IM60/195	Utsida: 65 % polyester/35 % bomull
Bred	70 x 195	IM70/195	Insida: nylon
Tillbehör - Immedia TransferMattress	(cm)		Polstring: polyester
Överdrag, brett	Vattentät nylon, för IM70/195	70 x 200	IM7000N
Set - Immedia TransferMattress inkl överdrag			Nylonöverdrag: nylon
Smal	Inkl. IM60/195 + IM60220N		IM4304
Bred	Inkl. IM70/195 + IM7000N		IM4305
			Tvättråd Maskintvätt 80 °C. Torktumling låg temperatur. Strykning låg temperatur. Tål ej kemtvätt. Ingen klorblekning. Torkning. Använd inte sköljmedel eller klorin.
<p>För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se</p>			