



# Etac Transit Institution

Det oplagte valg til sygehuse og institutioner.

Transit er en gedigen transportkørestol tilpasset både bruger og hjælper. Støbte gavle og krydsrammestel med dobbelt kryds gør Transit letkørende og smidig.

Den højdejusterbare ryg sikrer god siddekomfort. Armlænene er aftagelige og højdejusterbare vha. fingerskruer, men kan fastgøres til stolen med brug af værktøj.

De svingbare benstøtter er fastgjorte, men kan tages af med værktøj. Tværlåsen forhindrer, at Transit kan klappes sammen. Fås med tilbehør som dropstativ, stokkeholder, iltflaskeholder og eleverbare benstøtter.

Transit kan også leveres med højdejusterbare skubbehåndtag og broderi på ryggen.

Scan for  
mere info



**etac**<sup>®</sup>



## Broderi som mulighed

Rygstøtten med mulighed for broderi.



## Indstillelige skubbehåndtag

Kan indstilles i tre forskellige højder med værktøj.



## Svingbare benstøtter

Benstøtterne er svingbare. Kan gøres ikke-aftagelige vha. værktøj.



## Inklusiv Tværlås

Med en tværlås kan Transit ikke klappes sammen.

# Transit Institution

Transit Institution findes som standard i tre forskellige varianter, som du kan finde i nedenstående skema sammen med udvalgte mål og vægt. Du kan finde flere mål i brugermanualen på [etac.dk](http://etac.dk)

## Mål og vægt

Sædebredde	45 cm	50 cm	55 cm
Sædedybde	42 cm	42 cm	42 cm
Sædehøjde, fortil uden pude*	51 cm	51 cm	51 cm
Bredde	60 cm	65 cm	70 cm
Transportbredde (sammenklappet)	25 cm	25 cm	25 cm
Ryghøjde	40 - 47,5 cm	40 - 47,5 cm	40 - 47,5 cm
Underbenslængde	33 - 51 cm	33 - 51 cm	33 - 51 cm
Vægt	17 kg	17,1 kg	17,2 kg
Maks. brugervægt	135 kg	135 kg	135 kg
Maks. vinkling af ryg forover / bagover	6° / 6°	6° / 6°	6° / 6°

\*Sædepuden (ikke med som standard) er 4 cm høj

Transit\_Fiver\_DK01\_2025 | Forbehold for trykfejl og evt. ændringer.

## Bestilling

Transit Institution	HMI-nr.	Varenr.
SB 45 cm	131931	13141409
SB 50 cm	131932	13141411
SB 55 cm	131935	13141417

  

Transit som standard	
Stel	Aluminium og stålør, sammenklappeligt.
Skubbehåndtag	Faste, kan med værktøj indstilles i tre højder.
Ryg	Justerbar højde (med værktøj).
Sæde	Fast, betrækket kan aftørres.
Armlæn	Aftagelige og højdejusterbare (vha. fingerskrue). Kan fastgøres vha. værktøj. Vælg mellem lang 38 cm eller kort 25 cm model.
Hjul	Baghjul: 16" x 2", massive. Forhjul: 8", 38x200 mm, massive.
Bremser	Tromlebremser, ledsagerbetjente med parkeringsfunktion.
Tipsikringer	2 stk., opklappelige med trædepedal.
Tværlås	Inklusiv.
Ryg	Mulighed for broderi .
Benstøtter	Vid vinkel, svingbare. Kan aftages vha værktøj.
Fodplader	Delte og opklappelige, regulerbar højde, justerbar vinkel og dybde.
Forgafler	Drejelige 360° .
Farve	Lys grå.
Garanti	Stel: 5 år v/fejl i materialer/fremstilling. Øvrigt: 2 år v/fejl i materialer/fremstilling.