



Etac Tripp

En tiltbar klassiker.

Perfekt storlek för barn, ungdomar och nätta vuxna.

Tripp med tippbar sitsenhet är avsedd för barn, ungdomar och nätta vuxna. Tripp kan tippas upp 30°. Tippningen gör att användare med nedsatt stabilitet kan sitta tryggt och avslappnat.

Armstöden kan fällas upp och låsas. Höjdjusterbara fotstöd, bäckengejder samt stänkskydd medföljer som standard. Det stora tillbehörsprogrammet möjliggör individuell anpassning.

Detaljer



Underlättar för både användare och hjälpare

Etac Tripp Tilt ger säkerhet och underlättar för både användare och hjälpare när den används i duschen eller på toaletten.



Kan förses med huvudstöd

Etac Tripp Tilt kan förses med huvudstöd, positioneringsbälte, bäcken och olika typer av mjuka kuddar för att passa olika behov.

Dusch- och toalettstol Tripp

Art. nr.

Tripp med 4 låsbara hjul
stänkskydd och nackstöd

80209084

Material

Chassi: pulverlackerade stålror
Sits och rygg: vit ABS-plast
Armstöd: polyuretan
Stänkskydd: svart cellpolyeten
Bäckengejder: pulverlackerat stål
Nackstöd: polyuretan
Fotstöd: rostfritt stål och polypropen
Hjul, kullagrade: 100 mm förzinkad stål/gummibana

Färg

Blått chassi, vita tillbehör

Vikt

Vikt: 17 kg. Max belastning: 80 kg

Tiltning

0 till 30°. Tippfunktion: gaskolv

Rengöring



Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 eller med 70% desinfektionssprit. Kan vid behov dekontamineras i max 85°C.



Tillbehör



Nackstöd

Höjddjusterbar. Material: Polyuretan
13x16 cm (HxB) 80209041



Mjukrygg

Värmereflekterande. Material: Polyetylen
1.3 cm (D) 80209046



Ryggkudde

Minskar sätesdjupet med 6 cm. Material:
Polyeter, bestruken väv
25x32x7 cm (HxBxD) 80209042



Mjuksits

Värmereflekterande, halkskyddande.
1.3 cm (H) 80209047



“Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad
produktinformation – besök: www.etac.se