

# Etac Uni – Universalvred vrider om nycklar och andra vred

Uni universalvred är prylen som alltid borde finnas till hands; i köket, badrummet, vid disk-/tvättmaskinen och i väskan för alla situationer man kan hamna i.

## Uni universalvred

Handtaget är utformat för att ge bästa kraft och även tillåta ett tvåhandsgrepp. Piggarna fjädrar lätt in vid tryck och är sexkantiga för att få ett bra tag om det som ska vridas. Univredet tål vatten och är försett med ett praktiskt upphängningsband.



Uni universalvred har många användningsområden.

Beskrivning		Art. nr.
Uni universalvred		80503003
Material	Vikt	Design
Handtag: ABS Piggar: Polyamid	84 g	Ergonomidesign

