

Seng Venta Movo

Sykehjemsseng



Beskrivelse av våre fire utgaver av sengen Venta Movo



Felles for alle sengene:

Venta og Venta Movo sengen har minimalt med løse deler også når man tar av endegavler eller forlenger sengen. Høydereguleres fra 29 til 80 cm.

Sengen er utstyrt med åpen buss teknologi dvs klargjort for alle mulige ekstra utstyr som sengealarmer, belysning mm.

Sengegrinder låses opp og legges ned i en håndbevegelse. Den dekker øvre halvdel av sengen, og kan trekkes ut i flere steg slik at den går over tilnærmet hele sengens lengde. Når kun den øvre halvdel av sengegrinden står oppe, brukes den som en oppreisningshjelp. Oppreisningshjelp er dermed integrert i sengen.

2 innfestninger for søsterhjelp og eller infusjonsstativ. Sengen er klargjort for sjokkleie. De enkelte funksjoner på håndkontrollen kan låses, og det er en egen knapp for sittestilling hvorved sengen blir tiltet bakover. Hjertebrett beveger seg bakover med 10 cm for å redusere faren for å skli ned i sengen.

Safe Working Load 225 kg.

Sengen er lett og enkel å rengjøre.

Venta og Venta Movo har et hyggelig preg med heltre endegavler og sidegrinder. Gavler leveres i flere utførelser og typer trevirke.

24V teknologi standard, dvs at den har lavt strømforbruk og kun 1 gang pr tiende år er det behov for en stor teknisk service på de elektriske funksjoner i sengen.

Lengde og størrelser på sengens liggedeler er i henhold til den nyeste antropometriske forskning, brukere med flere kroppsstørrelser passer meget godt i sengen.

På Venta sengen er hjulene innkapslet for forenklet renhold.

Seng Venta Movo, madrassbredde 85x200 cm, art. nr. STVENTAM1_OK

Seng Venta Movo, madrassbredde 90x200 cm, art. nr. STVENTAM2_OK

Seng Venta, madrassbredde 85x200 cm, art. nr. STVENTA1_OK

Seng Venta, madrassbredde 90x200 cm, art. nr. STVENTA2_OK

Venta Movo - for et aktivt liv!

Sidegrindene til Venta Movo er spesielt designet slik at de er enkle å felle ned og opp. De kan heves og senkes selv om du kun har en ledig hånd med de intuitive utløserne.

Det er viktig for sengeliggende pasienter å få delta i daglige rutiner med beboere og familiemedlemmer. Med en mobil seng som Venta Movo er ikke dette noe problem. Store doble hjul gjør det lett å forflytte sengen. Den triller og svinger enkelt.



3-stopp funksjon

Sikkerhet er viktig! Venta Movo sengene har derfor en 3-stopp funksjon. Dette forebygger fall ut av sengen, gir en ergonomisk riktig arbeidsstilling for hjelperen, og en komfortabel inn- og utstigning av sengen.

Sengen er enkel å justere til de forskjellige behovene. Venta Movo stopper for eksempel ved en høyde på 25 cm, 38 cm og 80 cm.

Høydejusteringer kan også fint gjøres ved andre høyder mellom 25 og 80 cm, og kan "huskes" av sengen slik at det er enkelt tilpasses den gjeldende brukeren. Dette gir en ideell høyde-regulering uansett hvilket behov og hvilken bruker som ligger i sengen.

